



SOUTHDOWN EWE KOYUN DISTOSI SIMÜLATÖRÜ

VSI Southdown Ewe Dystocia Simülatörü, dünya genelinde veteriner eğitimciler tarafından güvenilen yüksek sadakatli eğitim araçları serimizin bir sonraki ürünüdür. Doğruluk ve işlevsellik gözetilerek tasarlanan Southdown Ewe Dystocia Simülatörü, boyut ve yapısal özellikleriyle gerçeğe çok yakındır.

Kuzu modeller, çeşitli pozisyonlara yerleştirilebilmelerine imkan tanıyan çelik ve eklemlili iskelete sahip olup, öğrencilerin canlı ortamda distosi senaryolarını uygulayarak gerekli özgüveni kazanmalarına katkıda bulunur; bu sayede klinik yeterlilik artarken hem koyun hem de kuzunun korunmasına yardımcı olur.



TEKNİK ÖZELLİKLER

- 35" yüksekliğinde, 54" uzunluğunda ve en geniş kısmı 18"
- Çelik takviyeli fibreglas model; suya dayanıklı, kolay temizlenebilir bileşenlere sahip
- Kolay erişim için çıkarılabilir kapak
- Çoklu simülasyonlar için değiştirilebilir parçalar
- Şişirilebilir kuzu hava yatak desteği
- Vinil uterin torba
- Yumuşak ve dayanıklı doğum perineum paneli
- Esnek, çıkarılabilir kuyruk
- Replika pelvis
- Baş kancası ve iniş minder
- Modelinizin özelliklerini açıklayan talimat kitapçığı

DEĞİŞTİRİLEBİLİR PARÇALAR

- Doğum Perineum Paneli 1025610
- Dişi Koyun Rahim Seti 1025607
- Memeler 1025615
- Standart Kuyruk 1025615
- Rahim Torbası 1025617
- Kuzu 1025618/1026066/1026068



İLK GÜN BECERİLERİ VE ÜRÜN AVANTAJLARI

- Öğrenciler, çeşitli distosi senaryolarını karşılamak amacıyla kuzuların farklı pozisyonlarda yerleştirilmesi uygulamasını gerçekleştirebilirler
- Meme yapılarına sahip model sayesinde öğrenciler, tüp yerleştirme ve temizlik işlemlerini pratik edebilirler
- Enfeksiyon tedavisi için simüle edilmiş merhemlerin uygulanması
- Kuzu pozisyonlandırması ve palpasyonu
- Orta boyutlu ve eklem hareketine sahip Southdown kuzuları dahildir. Metal iskelet, uygun kuvvetin uygulanmasını ve kuzuların doğru pozisyonlandırılmasını sağlar.
- Entübasyon tüpü için hava yolu
- Enjeksiyon bölgesini göstermek üzere göbek bağı işareti
- Kuyruk kesimi göstergelerine yönelik tam doğal kuyruk
- Dayanıklı, esnek ve temizlemesi kolay deri
- Yapay tohumlama eğitimi yükseltme kiti kapsamında Ewe Uterus Set ile uyumludur
- Gerçekçi boyutlarda ve estetik açıdan hoş, eğitim senaryolarında daha iyi bir daldırma deneyimi sunar
- Büyük ve küçük kuzular ayrı ayrı satın alınabilir
- Large – erkek; Medium – dişi; Small – erkek

Southdown Dişi Koyun Distosi Simülatörü 1025616

YÜKSELTİLEBİLİR PARÇALAR

- Ewe Theriogenoloji Rahim Seti satın alındığında, yapay tohumlama tekniklerinin uygulanması mümkündür. Ewe rahim seti, değiştirilebilir yumurtalıklar içermektedir.
- Uygun yapay tohumlama eğitimi

EĞER HERHANGİ BİR SORUNUZ VARSA VEYA DESTEĞE İHTİYAÇ DUYARSANIZ, LÜTFEN BURAYI TARAYIN



02/2025



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · 3bscientific.com