




HUNDESIMULATOR FÜR BLS-TRAINING

Der VSI Hundesimulator für BLS-Training verfügt über ein bewegliches Skelett mit Brustkorb, das speziell für das effektive Training von Brustkompressionen entwickelt wurde. Er beinhaltet einen Feedback-Monitor, der in Echtzeit Informationen zur Kompressionsgeschwindigkeit und -tiefe liefert und den Studierenden hilft, ihre Techniken effizient zu optimieren. Der Simulator bietet zudem realistische Darstellungen von Luft- und Speiseröhre, wodurch das Üben von Intubation und der Platzierung eines nasogastralen Tubus ermöglicht wird. Zusätzlich umfasst es die Vena jugularis, Vena cephalica und Vena saphena, um Venenpunktion und Katheterisierung zu trainieren, was es zu einer umfassenden Ressource für die Entwicklung kritischer klinischer Fertigkeiten macht. Ideal zum Üben von Fixierungs-, Lagerungs- und Verbandtechniken verfügt dieses Modell zudem über Darstellungen des Ohrs sowie simulierten Schmutz, sodass die Studierenden die korrekten Methoden der Ohrreinigung erlernen können.



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- BLS-Simulator Hund
- 2x AA-Batterien
- Ohrenschmalz
- Halterung
- Blutbeutel
- Venen
- Tragetasche

FERTIGKEITEN AB DEM ERSTEN TAG & PRODUKTVORTEILE

- Vollständig bewegliches Stahlskelett mit Brustkorb sowie separaten Zehen
- Darstellung der Luft- und Speiseröhre, die ein praktisches Intubationstraining ermöglichen
- Darstellung der Nasenpassage, um ein nasogastrisches Intubationstraining zu ermöglichen
- Darstellung der Jugularvene, Vena cephalica und Vena saphena, um Venenpunktionen und Katheterisierungen an den Vorder- und Hinterbeinen zu üben
- Brustkompressionsfunktion mit Feedbackmonitor, der Rückmeldung über Geschwindigkeit und Tiefe der Kompressionen gibt
- Mit Ohren und simulierten Fremdstoffen, um Ohrreinigungstechniken zu trainieren
- Ideal zum Üben von Fixierungs- und Verbandtechniken

AUSTAUSCHBARE TEILE

- Venenpunktionsschlauch 1025634
- Hautüberzug 1025624
- Flüssigkeitsbeutel für Venenpunktion 1025663
- Zunge
- Laryngopharynx-Komponente
- Ohrkapsel (links und rechts)
- Kompressionsmonitor

WENN SIE FRAGEN HABEN ODER UNTERSTÜTZUNG BENÖTIGEN,
SCANNEN SIE BITTE HIER



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · 3bscientific.com