




SIMULADOR DE SOPORTE VITAL BÁSICO CANINO

El VSI Canine Basic Life Support simulator dispone de un esqueleto articulado con caja torácica, diseñado específicamente para la práctica efectiva de compresiones torácicas. Incluye un monitor de retroalimentación que proporciona información en tiempo real sobre la velocidad y la profundidad de las compresiones, ayudando a los estudiantes a perfeccionar sus técnicas de forma eficiente. El modelo también ofrece representaciones realistas de la tráquea y el esófago, permitiendo practicar la intubación y la colocación de la sonda nasogástrica. Además, incorpora las venas yugular, cefálica y safena para el entrenamiento en venopunción y cateterización, constituyéndolo en un recurso integral para el desarrollo de habilidades clínicas críticas. Ideal para la práctica de técnicas de contención, posicionamiento y vendaje, este modelo también presenta representaciones del oído y residuos simulados, permitiendo a los estudiantes aprender los métodos adecuados para la limpieza de los oídos.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Simulador BLS Canino
- 2x Baterías AA
- Cera auricular
- Cuna
- Bolsa de sangre
- Venas
- Bolsa de transporte

PRIMER DÍA: HABILIDADES Y BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Esqueleto de acero completamente articulado con caja torácica y dedos separados
- Representación de la tráquea y el esófago que permite el entrenamiento práctico de intubación
- Representación del pasaje nasal para facilitar el entrenamiento en intubación nasogástrica
- Representación de las venas yugular, cefálica y safena para practicar venopunción y cateterización en las extremidades anteriores y posteriores
- Función de compresión torácica con monitor de retroalimentación que proporciona información sobre la velocidad y profundidad de las compresiones
- Representación de la oreja y escombros simulados para practicar técnicas de limpieza auricular
- Ideal para la práctica de técnicas de contención y vendaje

COMPONENTES REEMPLAZABLES

- Tubo de venopunción 1025634
- Cubierta de piel 1025624
- Bolsa de fluido para venopunción 1025663
- Lengua
- Componente de laringofaringe
- Cápsula auricular (Izquierda & Derecha)
- Monitor de compresión

SI TIENE ALGUNA CONSULTA O REQUIERE ASISTENCIA,
POR FAVOR ESCANEE AQUÍ



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · 3bscientific.com