




SIMULATEUR CANIN DE RÉANIMATION DE BASE

Le simulateur de Soutien de Vie de Base Canin VSI se compose d'un squelette articulé avec cage thoracique, conçu spécialement pour une pratique efficace des compressions. Il est doté d'un moniteur de rétroaction qui fournit en temps réel des informations sur la vitesse et la profondeur des compressions, aidant ainsi les étudiants à perfectionner leurs techniques de façon efficiente. Le modèle inclut également des représentations réalistes de la trachée et de l'œsophage, permettant de s'exercer à l'intubation et à la pose d'une sonde nasogastrique. Par ailleurs, les veines jugulaire, céphalique et saphène sont intégrées pour l'entraînement à la ponction veineuse et à la mise en place de cathéters, offrant ainsi une ressource complète pour le développement de compétences cliniques essentielles. Idéal pour s'exercer aux techniques d'immobilisation, de positionnement et de bandage, ce modèle présente également des représentations de l'oreille et de débris simulés, permettant aux étudiants d'apprendre les méthodes adéquates de nettoyage auriculaire.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Simulateur BLS canin
- 2x piles AA
- Cérumen
- Berceau
- Sac de sang
- Veines
- Sac de transport

COMPÉTENCES DÈS LE PREMIER JOUR & AVANTAGES DU PRODUIT

- Squelette en acier entièrement articulé, doté d'une cage thoracique et d'orteils séparés
- Représentation de la trachée et de l'œsophage facilitant l'entraînement pratique à l'intubation
- Représentation de la voie nasale permettant l'entraînement à l'intubation nasogastrique
- Représentation des veines jugulaire, céphalique et saphène pour la pratique de la ponction veineuse et la pose de cathéters sur les membres antérieurs et postérieurs
- Fonction de compression thoracique associée à un moniteur de réaction offrant un retour sur la vitesse et la profondeur des compressions
- Représentation de l'oreille et de débris simulés pour s'exercer aux techniques de nettoyage auriculaire
- Idéal pour pratiquer les techniques de contention et de bandage

PIÈCES REMPLAÇABLES

- Tube de ponction veineuse 1025634
- Revêtement cutané 1025624
- Sac de liquide de ponction veineuse 1025663
- Langue
- Composant laryngopharyngé
- Capsule auriculaire (gauche & droite)
- Moniteur de compression

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS OU BESOIN D'ASSISTANCE,
VEUILLEZ SCANNER ICI.



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · 3bscientific.com