





KUTYÁK ALAPVETŐ ÉLETMENTŐ ELLÁTÁSI SZIMULÁTORA

The VSI kutya alapvető életmentő ellátási szimulátora egy mozgatható csontvázat tartalmaz, bordakosárral, melyet kifejezetten a mellkasi kompresszió hatékony gyakorlására terveztek. Tartalmaz egy visszajelző monitort, amely valós idejű adatokat szolgáltat a kompresszió sebességéről és mélységéről, így segítve a hallgatókat technikáik finomításában. A modell emellett valósághű ábrázolásokat kínál a légcső és a nyelőcső esetében, lehetővé téve az intubáció és a nazogasztrikus cső behelyezésének gyakorlását. Továbbá tartalmaz juguláris, cefalikus és szaphénész ereket a vénapunkció és a katéterezés gyakorlásához, így átfogó eszközt biztosít a kritikus klinikai készségek fejlesztéséhez. Ideális a rögzítés, a megfelelő elhelyezés és a kötözési technikák gyakorlásához, továbbá ábrázolja a fület és szimulált fülzsírt is, lehetővé téve a hallgatók számára a helyes fültisztítás elsajátítását.



MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK

- Kutya BLS szimulátor
- 2 db AA elem
- Fülzsír
- Bölcső
- Vérzsák
- Vénák
- Hordtáska

ELSŐ NAPI KÉPESSÉGEK ÉS TERMÉKELŐNYÖK

- Teljesen mozgatható acél váz, bordakosárral és elkülönített lábujjakkal
- Légcső és nyelőcső ábrázolása, amely lehetővé teszi a gyakorlati intubációs tréninget
- Orrjárat ábrázolása a nazogasztrikus intubációs tréning megvalósításához
- Nyaki, fejvénás és szaphéni vénák megjelenítése vénapunkció és katéterezés gyakorlásához, mind a mellső, mind a hátsó végtagokon
- Mellkasi kompressziós funkció visszajelző monitorral, amely információt nyújt a kompressziók sebességéről és mélységéről
- Fül ábrázolása, valamint szimulált fülzsír a fültisztítási technikák gyakorlásához
- Ideális megkötözési és kötözési technikák gyakorlásához

CSERÉLHETŐ ALKATRÉSZEK

- Vénapunkciós cső 1025634
- Bőrburkolat 1025624
- Vénapunkciós folyadékzsák 1025663
- Nyelv
- Laringofaringeális komponens
- Fülkapszula (bal és jobb)
- Kompressziós monitor

AMENNYIBEN KÉRDÉSE MERÜLNE FEL VAGY SEGÍTSÉGRE SZORULNA,
KÉRJÜK, SZKENNELJE BE ITT



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · 3bscientific.com