





SIMULATORE DI SUPPORTO VITALE DI BASE PER CANI

Il simulatore VSI per il supporto vitale di base nel cane è dotato di uno scheletro articolato con gabbia toracica, progettato specificamente per praticare efficacemente le compressioni toraciche. Include un monitor di feedback che fornisce in tempo reale informazioni sulla velocità e sulla profondità delle compressioni, aiutando gli studenti a perfezionare le proprie tecniche in modo efficiente.

Il modello presenta inoltre rappresentazioni degli orifizi tracheale ed esofageo, che consentono di esercitarsi nell'intubazione e nell'inserimento di un sondino nasogastrico. Include anche le vene giugulari, cefaliche e safene per la pratica della venipuntura e della cateterizzazione, rendendolo una risorsa completa per sviluppare competenze cliniche fondamentali. Ideale per esercitarsi nelle tecniche di contenzione, posizionamento e bendaggio, questo modello include anche la rappresentazione dell'orecchio e di detriti simulati, permettendo agli studenti di apprendere le corrette modalità di pulizia auricolare.



SPECIFICHE TECNICHE

- Simulatore di BLS per cani
- 2x batterie AA
- Cerume
- Supporto
- Sacca di sangue
- Vene
- Borsa per il trasporto

COMPETENZE SIN DAL PRIMO GIORNO & BENEFICI DEL PRODOTTO

- Scheletro in acciaio completamente articolato con gabbia toracica e dita separate
- Riproduzione delle aperture tracheali ed esofagee, che consente di svolgere esercitazioni pratiche di intubazione
- Rappresentazione delle vie nasali per consentire esercitazioni di intubazione nasogastrica
- Rappresentazione delle vene giugulari, cefaliche e safene per esercitarsi nella venipuntura e nella cateterizzazione degli arti anteriori e posteriori
- Funzione di compressione toracica con monitor che fornisce feedback sulla velocità e sulla profondità delle compressioni
- Rappresentazione dell'orecchio e di detriti simulati per esercitarsi nelle tecniche di pulizia auricolare
- Ideale per esercitarsi nelle tecniche di contenzione e bendaggio

PARTI SOSTITUIBILI

- Vene canine 1025634
- Pelle canina 1025624
- Sacca di sangue 1025663
- Lingua canina BLS 1026454
- Laringofaringe BLS canina 1026455
- Orecchie BLS canine 1026451
- Monitor BLS delle compressioni canine 1026452

SE HAI DOMANDE O HAI BISOGNO DI SUPPORTO, INQUADRA QUI



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · 3bscientific.com