




SIMULADOR DE SUPORTE BÁSICO DE VIDA CANINO

O simulador de Suporte Básico de Vida Canino da VSI possui um esqueleto articulado com caixa torácica, projetado para a prática eficaz de compressões torácicas. Ele conta com um monitor de feedback que fornece informações em tempo real sobre a velocidade e a profundidade das compressões, auxiliando os alunos a aprimorar suas técnicas de forma eficiente. O modelo também apresenta representações realistas da traqueia e do esôfago, possibilitando a prática de intubação e a inserção de sonda nasogástrica. Além disso, dispõe das veias jugular, cefálica e safena para a realização de punção venosa e cateterização, o que o torna um recurso abrangente para o desenvolvimento de habilidades clínicas essenciais. Ideal para a prática de técnicas de contenção, posicionamento e bandagem, este modelo também exibe representações da orelha e detritos simulados, permitindo que os alunos aprendam os métodos adequados de limpeza auricular.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Simulador BLS Canino
- 2x Pilhas AA
- Cerume
- Berço
- Saco de Sangue
- Veias
- Bolsa de Transporte

HABILIDADES DO PRIMEIRO DIA E BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Esqueleto de aço totalmente articulado com caixa torácica e dedos dos pés separados
- Representação da traqueia e do esôfago, que possibilita o treinamento prático de intubação
- Representação da passagem nasal, permitindo o treinamento de inserção de sonda nasogástrica
- Representação das veias jugular, cefálica e safena para praticar punção venosa e cateterização das extremidades anteriores e posteriores
- Função de compressão torácica com monitor de feedback, que fornece informações sobre a velocidade e a profundidade das compressões
- Representação da orelha com detritos simulados para a prática de limpeza auricular
- Ideal para treinar técnicas de imobilização e bandagem

PEÇAS SUBSTITUÍVEIS

- Tubo para punção venosa 1025634
- Revestimento externo 1025624
- Bolsa de fluido para punção venosa 1025663
- Língua
- Componente de laringofaringe
- Cápsula auricular (Esquerda & Direita)
- Monitor de compressão

CASO TENHA ALGUMA DÚVIDA OU PRECISE DE SUPORTE, POR FAVOR, ESCANEIE AQUI



3B Scientific Group

Brasil 3B Scientific Imp. E Exp. Ltda. · Rua Landmann, 92 B · Costa e Silva ·
CEP 89217-420 Joinville - SC · Brasil · 3bscientific.com