




СИМУЛЯТОР БАЗОВОЙ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ ДЛЯ СОБАК

Симулятор базовой поддержки жизни для собак VSI оснащён подвижным скелетом с грудной клеткой, специально разработанным для эффективной отработки компрессий грудной клетки. В его состав входит монитор обратной связи, который в режиме реального времени предоставляет информацию о частоте и глубине компрессий, помогая обучающимся эффективно совершенствовать технику.

Модель также содержит имитацию отверстий трахеи и пищевода, что позволяет отрабатывать интубацию и установку назогастрального зонда. Кроме того, она включает яремные, цефалические и подкожные вены для отработки венепункции и катетеризации, делая её универсальным ресурсом для развития ключевых клинических навыков. Идеально подходящая для отработки фиксации, укладки и наложения повязок, эта модель также содержит имитацию уха и искусственных загрязнений, что позволяет обучающимся осваивать правильные методы очистки ушей.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Симулятор BLS для собак
- 2 батарейки AA
- Ушная сера
- Люлька
- Пакет для крови
- Вены
- Сумка для переноски

НАВЫКИ С ПЕРВОГО ДНЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Полностью подвижный стальной скелет с грудной клеткой и раздельными пальцами стоп
- Имитация трахеального и пищеводного отверстий, позволяющая отрабатывать навыки интубации
- Модель носового хода для отработки введения назогастрального зонда
- Имитация яремной, цефалической и сафенной вен для отработки венепункции и катетеризации на передних и задних конечностях
- Функция компрессий грудной клетки с монитором обратной связи, который показывает скорость и глубину компрессий
- Модель уха и имитированные загрязнения для отработки техники чистки ушей
- Идеально подходит для отработки приемов фиксации и наложения повязок

СМЕННЫЕ ДЕТАЛИ

- Собачьи вены 1025634
- Собачья шкура 1025624
- Мешок для крови 1025663
- Собачий язык BLS 1026454
- Собачья гортаноглотка BLS 1026455
- Собачьи уши BLS 1026451
- Монитор контроля компрессий BLS для собак 1026452

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ ИЛИ ВАМ НУЖНА ПОДДЕРЖКА,
ПОЖАЛУЙСТА, ОТСКАНИРУЙТЕ ЗДЕСЬ



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · 3bscientific.com