




KÖPEK TEMEL YAŞAM DESTEĞİ SİMÜLATÖRÜ

VSI Canine Temel Yaşam Desteği simülatörü, etkili göğüs kompresyonu uygulamaları için özel olarak tasarlanmış, kaburgalı eklemleri bir iskelet sunar. Gerçek zamanlı olarak basınç hızı ve derinliği bilgisini aktaran bir geri bildirim monitörü ile desteklenmiş olup, öğrencilerin tekniklerini verimli biçimde geliştirmelerine olanak tanır. Model, entübasyon ve nazogastrik tüp yerleştirme uygulamalarına imkan tanıyan gerçekçi trakea ve özofagus temsillerine sahiptir. Ayrıca, juguler, sefalik ve safenöz damarların yer aldığı damar iğneleme (venipunktur) ve kateterizasyon pratiği için de kapsamlı bir kaynak sunmaktadır. Sınırlama, pozisyonlandırma ve bandaj tekniklerinin pratiği için ideal olan bu model, ek olarak kulak temsilleri ve simüle edilmiş partiküller sunarak öğrencilerin doğru kulak temizleme yöntemlerini öğrenmelerine olanak tanır.



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Köpek BLS Simülatörü
- 2 Adet AA Pil
- Kulak Mumu
- Beşik
- Kan Torbası
- Damarlar
- Taşıma Çantası

İLK GÜN BECERİLERİ VE ÜRÜN FAYDALARI

- Tam hareketli çelik iskelet; kaburgalar ve ayrı parmaklara sahiptir.
- Pratik entübasyon eğitimi için trakea ve özofagus simülasyonu sunar.
- Nazal pasajın simülasyonu, nazogastrik entübasyon eğitimi için uygundur.
- Ön ve arka ekstremitelerde venipunktur ve kateterizasyon pratiği yapılabilmesi amacıyla juguler, sefalik ve sefenöz damar simülasyonlarına sahiptir.
- Kompresyonların hızı ve derinliği hakkında geri bildirim sağlayan monitörlü göğüs kompresyon fonksiyonu sunar.
- Kulak temizleme tekniklerinin pratiği için kulak simülasyonu ve simüle edilmiş kalıntılar içerir.
- Sabitleme ve bandaj tekniklerinin uygulanması için idealdir.

DEĞİŞTİRİLEBİLİR PARÇALAR

- Venipunktur Tüpü 1025634
- Deri Örtüsü 1025624
- Venipunktur Sıvı Torbası 1025663
- Dil
- Laringofarenks Bileşeni
- Kulak Kapsülü (Sol & Sağ)
- Kompresyon Monitörü

HERHANGİ BİR SORUNUZ VARSA VEYA DESTEĞE İHTİYAÇ DUYARSANIZ,
LÜTFEN BURAYI TARAYIN.



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · 3bscientific.com