



MODELL FÜR DIE ZAHNMEDIZINISCHE AUSBILDUNG BEI HUNDEN

BASISMODELL & SET VERFÜGBAR

Das VSI Modell Zahnmedizin bei Hunden bietet eine authentische und vielseitige Lösung für praxisorientiertes Training in der veterinären Zahnheilkunde. Es wurde entwickelt, um klinische Bedingungen realitätsnah zu simulieren: Nachgebildete Zähne und Knochen sind von weichem Gummizahnfleisch umgeben und ermöglichen so ein authentisches Training für Verfahren wie die manuelle und ultraschallgestützte Zahnsteinentfernung, die parodontale Sondierung, die Verabreichung von Nervenblockaden sowie das Intubationstraining anhand präziser anatomischer Orientierungspunkte. Die austauschbaren Oberkiefer- und Unterkieferkomponenten erhöhen seine Vielseitigkeit und ermöglichen die wiederholte Verwendung in verschiedenen Trainingseinheiten. Ob in akademischen Einrichtungen oder in Programmen zur beruflichen Weiterbildung, ist dieses Modell eine wertvolle Ressource zur Entwicklung und Verfeinerung wesentlicher veterinärzahnmedizinischer Fähigkeiten.


Basismodell Zahnmedizin bei Hunden

Lieferumfang:


- Dentalmodell für Hunde (erhältlich in Schwarz oder Braun)
- Ein Kieferset für die Skalierung
- Ein Kieferset für Röntgenaufnahmen
- Abnehmbare Zunge
- 30 ml Glas mit künstlichem Zahnstein
- Verstellbare Klemmvorrichtung

Basismodell Zahnmedizin bei Hunden, Schwarz | 1026126

Basismodell Zahnmedizin bei Hunden, Braun | 1025649



1026126



1025649



GRUNDLEGENDE FÄHIGKEITEN & PRODUKTVORTEILE

- Realistische Mundanatomie – Simulierte Zähne und Knochen umgeben von weichem Gummizahnfleisch.
- Übungen zur Zahnsteinentfernung – Manuelle und ultraschallgestützte Zahnsteinentfernung an simulierten Zähnen und Zahnfleisch mit künstlichem Zahnstein.
- Sondierung und Nervenblockaden – Parodontale Sondierung und das Verabreichen örtlicher Betäubung.
- Röntgenpositionierung – Verwenden Sie das Röntgen-Kieferset zur Unterstützung einer präzisen zahnärztlichen Bildgebung und des Trainings in radiografischen Techniken.
- Intubationstraining – Atemwegsmanagement anhand detaillierter anatomischer Strukturen üben, einschließlich Zunge, Luftröhre, Kehldeckel und Speiseröhre.
- Robuste & austauschbare Komponenten – Leicht austauschbare Ober- und Unterkiefer ermöglichen wiederholte Einsätze und größere Vielseitigkeit beim Training.
- Stabile Aufstellung für praktische Übungen – Enthält eine Tischklemme und einen Arm zur sicheren Positionierung des Modells während der Eingriffe.

Set Zahnmedizin bei Hunden

Lieferumfang:


- Dentalmodell für Hunde (erhältlich in schwarz oder braun)
- Zwei Kiefersätze für die Zahnsteinentfernung
- Ein Kiefersatz für Röntgenaufnahmen
- Ein durchsichtiger Kiefersatz
- Abnehmbare Zunge
- 30 ml Glas mit künstlichem Zahnstein
- Verstellbare Klemmvorrichtung
- Tragekoffer mit maßgeschneiderten Schaumstoffeinlagen

Set Zahnmedizin bei Hunden, Schwarz | 1026127

Set Zahnmedizin bei Hunden, Braun | 1025652



1026127



1025652

Ersatzteile

Eckzahn-Klammerarm	1025637
Hundezunge	1025647
Röntgenaufnahme des Eckzahns – Unterkiefer	1026460
Röntgenaufnahme des Eckzahns – Oberkiefer	1026459
Röntgen-Kieferset für Hunde	1025651
30ml Künstlicher Zahnstein	1025650
Dentale Laryngopharynx Komponente für Hunde	1025641
Zahnsteinentfernung/Politur – Unterkiefer	1025642
Zahnsteinentfernung/Politur – Oberkiefer	1025643
Kieferset zur Skalierung und Politur	1026458
Hundekopf, Braun	1025640
Hundekopf, Schwarz	1025639

FALLS SIE FRAGEN HABEN ODER UNTERSTÜTZUNG BENÖTIGEN,
SCANNEN SIE BITTE HIER.



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · 3bscientific.com