



MODÈLE POUR TECHNICIEN EN DENTISTERIE CANINE

MODÈLE DE BASE & MODÈLE EN PACK DISPONIBLES

Le modèle VSI de technicien dentaire canin offre une solution authentique et polyvalente pour la formation pratique en odontologie vétérinaire. Conçu pour reproduire les conditions cliniques, il comporte des dents et des os simulés entourés de gencives en caoutchouc souple, offrant une expérience réaliste pour des procédures telles que le détartrage manuel et ultrasonique, le sondage parodontal, l'administration de blocs nerveux et la formation à l'intubation en utilisant des repères anatomiques détaillés. Les pièces interchangeables de maxillaire et de mandibule du modèle augmentent sa polyvalence, permettant une utilisation répétée au cours de différentes sessions de formation. Que ce soit dans un cadre universitaire ou dans le cadre de programmes de perfectionnement professionnel, ce modèle constitue une ressource précieuse pour développer et perfectionner les compétences essentielles en odontologie vétérinaire.


Modèle de base pour technicien dentaire canin

Ce qui est inclus:


- Modèle dentaire pour chien (disponible en noir ou en marron)
- Un jeu de mâchoires pour le détartrage
- Un jeu de mâchoires pour la radiographie
- Langue amovible
- Pot de 30 ml de tartre artificiel
- Ensemble de fixation à pince réglable

Modèle De Base Pour Technicien Dentaire Canin, Noir | 1026126

Modèle De Base Pour Technicien En Dentisterie Canine, Marron | 1025649



1026126



1025649



COMPÉTENCES DU PREMIER JOUR & AVANTAGES DU PRODUIT

- Anatomie Buccale Réaliste – Des dents et une structure osseuse simulées sont entourées de gencives souples en caoutchouc.
- Pratique du Détartrage – Effectuez des détartrages manuels et ultrasoniques sur des dents et des gencives simulées présentant du tartre artificiel.
- Sondage et Blocs Nerveux – Entraînez-vous au sondage parodontal et à l'administration d'anesthésie locale.
- Positionnement pour Radiographie – Utilisez le jeu de mâchoires pour radiographie afin de soutenir une imagerie dentaire précise et l'entraînement aux techniques radiographiques.
- Formation à l'Intubation – Entraînez-vous à la gestion des voies aériennes à l'aide de structures anatomiques détaillées, notamment la langue, la trachée, l'épiglotte et l'œsophage.
- Composants Durables & Remplaçables – Le maxillaire et la mandibule, facilement remplaçables, permettent une utilisation répétée et une polyvalence accrue pour la formation.
- Configuration Stable pour la Formation Pratique – Comprend une pince de table et un bras pour un positionnement sécurisé du modèle pendant les procédures.


Pack Pour Technicien En Dentisterie Canine

Ce qui est inclus:

- Modèle dentaire canin (disponible en noir ou brun)
- Deux jeux de mâchoires pour le détartrage
- Un jeu de mâchoires pour la radiographie
- Un jeu de mâchoires transparent
- Langue amovible
- Pot de 30 ml de tartre artificiel
- Ensemble de fixation réglable
- Mallette de transport avec inserts en mousse sur mesure

Kit Pour Technicien Dentaire Canin, Noir | 1026127

Kit pour technicien dentaire canin, marron | 1025652



1026127



1025652

Pièces Détachées

Bras de pince pour dent canine	1025637
Langue Dentaire Pour Chiens	1025647
Radiographie Canine – Mandibule	1026460
Radiographie de la canine – maxillaire	1026459
Ensemble de mâchoires pour radiographie canine	1025651
Tartre artificiel pour dent canine 30ml	1025650
Composant Dentaire Du Laryngopharynx Canin	1025641
Détartrage/Polissage de la canine – Mandibule	1025642
Détartrage/Polissage de la Dent Canine – Maxillaire	1025643
Jeu De Mâchoires Pour Détartrage/Polissage Des Canines	1026458
Tête De Chien, Brune	1025640
Tête de chien, noire	1025639

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS OU SI VOUS AVEZ BESOIN D'ASSISTANCE, VEUILLEZ SCANNER ICI



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · 3bscientific.com