



SIMULATOR ZUR FERKELFIXIERUNG UND BLUTENTNAHME

Lernen Sie das neueste Mitglied der Simulationsgeräte-Familie von Veterinary Simulator Industries kennen. Der VSI Simulator zur Ferkelfixierung und Blutentnahme bietet Tiermedizinstudenten eine exzellente Möglichkeit, unter kontrollierten Bedingungen die grundlegenden klinischen Fertigkeiten zu trainieren und gleichzeitig die speziellen Anforderungen der Kleintierpflege zu berücksichtigen. Mit höchster Präzision und Funktionalität entwickelt, besticht der Simulator zur Ferkelfixierung und Blutentnahme durch seine realistische Größe und Form. Das Modell verfügt über eine Nachbildung eines stählernen, artikulierbaren Skeletts, das in zahlreichen Positionen arretiert werden kann. Dadurch gewinnen die Studierenden das nötige Selbstvertrauen, um in einer kontrollierten Umgebung verschiedene Fixierungspositionen und Blutabnahmen durchzuführen – was die klinische Kompetenz fördert und zum Schutz der Tiere beiträgt.

Der Simulator zur Ferkelfixierung und Blutentnahme stellt eine Ergänzung zum klinischen Fertigkeitenlabor-Trainingsprogramm dar.

SOFORT EINSETZBARE FÄHIGKEITEN & PRODUKTVORTEILE

Fixierung

- Der gelenkige Skelettaufbau ermöglicht es den Studierenden, verschiedene Fixierungspositionen zu üben.

Injektion und Blutabnahme

- Die anatomisch korrekte Konstruktion erlaubt es, die juguläre Vertiefung für Injektionen und Blutabnahmen freizulegen und präzise zu lokalisieren.
- Zudem können die Studierenden alternative Stellen für Blutabnahmen und Injektionen identifizieren.

Simulator zur Ferkelfixierung und Blutentnahme 1025662



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- Gelenkiges Stahlskelett für realistische Bewegungen
- Anatomisch korrekte Orientierungspunkte
- Injektions- und Jugular-Blutentnahmestellen
- Simulierte Blutquelle, die in einer Körperhöhle untergebracht ist, für eine einfache Handhabung
- Hergestellt aus hochwertigem, leicht zu reinigendem Silikon
- Langlebige Hufe



FALLS SIE FRAGEN HABEN ODER UNTERSTÜTZUNG BENÖTIGEN,
SCANNEN SIE BITTE HIER.



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · [3bscientific.com](https://www.3bscientific.com)