



SIMULADOR DE INMOVILIZACIÓN Y EXTRACCIÓN DE SANGRE EN LECHONES

Conozca al miembro más reciente de la familia de unidades de simulación de Veterinary Simulator Industries. El VSI Simulador de inmovilización y extracción de sangre en lechones es un excelente recurso para que los estudiantes de veterinaria perfeccionen las habilidades clínicas esenciales en un entorno controlado mientras se abordan los requisitos específicos asociados al cuidado de animales pequeños. Diseñado con precisión y funcionalidad, el Simulador de inmovilización y extracción de sangre en lechones es realista tanto en tamaño como en conformación. El modelo está equipado con una réplica de esqueleto articulado en acero que permite ubicarlo en diversas posiciones, otorgando a los estudiantes la confianza necesaria para practicar distintas técnicas de contención y extracciones de sangre en un ambiente controlado, elevando la competencia clínica y contribuyendo a la protección del animal.

El Simulador de inmovilización y extracción de sangre en lechones es otra adición a un programa de entrenamiento en laboratorio de habilidades clínicas.

HABILIDADES DESDE EL PRIMER DÍA Y BENEFICIOS DEL PRODUCTO

Contención

- El esqueleto articulado permite a los estudiantes practicar diversas posiciones de contención.

Inyección y extracción de sangre

- Su precisión anatómica posibilita exponer y localizar el surco yugular para la inyección y extracción de sangre.
- Los estudiantes pueden identificar sitios alternativos para la extracción de sangre e inyecciones.

Simulador de extracción de sangre con inmovilización de lechón
1025662



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Esqueleto articulado en acero para movimientos realistas
- Puntos de referencia anatómicamente precisos
- Sitios de inyección y extracción de sangre en la yugular
- Fuente de sangre simulada contenida en la cavidad corporal para facilitar su uso
- Fabricado con silicona de alta calidad y de fácil limpieza
- Pezuñas duraderas



SI TIENE ALGUNA CONSULTA O NECESITA ASISTENCIA, POR FAVOR
ESCANEE AQUÍ



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · [3bscientific.com](https://www.3bscientific.com)