



## SIMULATEUR DE CONTENTION DE PORCELET ET DE PRÉLÈVEMENT SANGUIN

Découvrez le tout nouveau membre de la famille d'unités de simulation de Veterinary Simulator Industries. The VSI Piglet Restraint and Blood Draw Simulator est un excellent tremplin pour permettre aux étudiants en médecine vétérinaire de s'exercer aux compétences cliniques essentielles dans un environnement contrôlé tout en répondant aux exigences spécifiques liées aux soins des petits animaux. Conçu avec précision et fonctionnalité à l'esprit, le simulateur de contention et de prélèvement sanguin pour porcelets est réaliste tant par sa taille que par sa conformation. Le modèle est équipé d'une réplique en acier d'un squelette articulé, permettant de le positionner de diverses manières. Ainsi, les étudiants acquièrent la confiance nécessaire pour adopter différentes positions de contention et réaliser des prélèvements sanguins dans un cadre contrôlé, renforçant leurs compétences cliniques tout en contribuant à la protection de l'animal.

The Piglet Restraint and Blood Draw simulator constitue également une composante d'un programme de formation en laboratoire de compétences cliniques.

## COMPÉTENCES DÈS LE PREMIER JOUR & AVANTAGES DU PRODUIT

### Immobilisation

- Le squelette articulé permet aux étudiants de s'exercer à diverses positions d'immobilisation.

### Injection et prélèvement sanguin

- Sa conception anatomiquement précise permet aux étudiants d'exposer et de localiser le sillon jugulaire pour l'injection et le prélèvement sanguin.
- Les étudiants peuvent identifier d'autres sites pour l'injection et le prélèvement sanguin.

Simulateur de prélèvement sanguin avec dispositif de contention pour porcelet 1025662



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Squelette en acier articulé offrant des mouvements réalistes
- Repères anatomiquement précis
- Sites d'injection et de ponction jugulaire
- Source simulée de sang contenue dans la cavité corporelle pour faciliter son utilisation
- Fabriqué en silicone de haute qualité, facile à nettoyer
- Sabots résistants



SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS OU SI VOUS AVEZ BESOIN D'ASSISTANCE,  
VEUILLEZ SCANNER ICI



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · [3bscientific.com](https://www.3bscientific.com)