



SIMULADOR DE IMOBILIZAÇÃO DE LEITÃO E COLETA DE SANGUE

Conheça o mais novo membro da família de unidades de simulação da Veterinary Simulator Industries. O Simulador de Contenção de Leitões e Coleta de Sangue da VSI, oferece uma excelente oportunidade para que estudantes de medicina veterinária desenvolvam as habilidades clínicas essenciais em um ambiente controlado, enquanto atendem aos requisitos específicos associados ao cuidado de pequenos animais. Projetado com foco em precisão e funcionalidade, o Simulador de Contenção de Leitões e Coleta de Sangue apresenta realismo tanto em dimensões quanto em conformação. O modelo conta com uma réplica em aço do esqueleto articulado, permitindo sua colocação em diversas posições, o que confere aos estudantes a confiança necessária para realizar diferentes técnicas de contenção e coletas de sangue em um ambiente controlado, aprimorando a proficiência clínica e contribuindo para a segurança do animal.

O Simulador de Contenção de Leitões e Coleta de Sangue é uma nova adição a um programa de treinamento em laboratório de habilidades clínicas.

HABILIDADES DO PRIMEIRO DIA & BENEFÍCIOS DO PRODUTO

Contenção

- O esqueleto articulado permite que os alunos pratiquem diversas posições de contenção.

Injeção e coleta de sangue

- Anatomicamente correto, permite que os alunos exponham e localizem o sulco jugular para injeção e coleta de sangue.
- Os alunos podem identificar locais alternativos para coleta de sangue e aplicação de injeções.

Simulador de Coleta de Sangue com Contenção para Leitões
1025662



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Esqueleto de aço articulado que proporciona movimentos realistas
- Referências anatômicas precisas
- Pontos para injeção e coleta de sangue na jugular
- Fonte simulada de sangue localizada na cavidade do corpo para facilitar o uso
- Fabricado em silicone de alta qualidade e de fácil limpeza
- Cascos duráveis



SE TIVER ALGUMA DÚVIDA OU PRECISAR DE SUPORTE, POR FAVOR,
ESCANEIE AQUI



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · [3bscientific.com](https://www.3bscientific.com)