



ФИКСАЦИЯ ПОРОСЁНКА & СИМУЛЯТОР ВЗЯТИЯ КРОВИ

Познакомьтесь с новейшим представителем семейства симуляционных устройств Veterinary Simulator Industries. Симулятор фиксации поросёнка и взятия крови VSI — превосходный инструмент для студентов ветеринарных факультетов, позволяющий отрабатывать основные клинические навыки в контролируемой среде с учётом уникальных требований ухода за мелкими животными. Разработанный с акцентом на точность и функциональность, симулятор отличается реалистичностью как по размеру, так и по форме. Модель оснащена репликой стального сочленённого скелета, что позволяет размещать её в различных положениях и предоставляет студентам возможность приобрести уверенность, необходимую для выполнения разнообразных методов фиксации и взятия крови в контролируемых условиях, что повышает их клиническую квалификацию и способствует защите животного.

Симулятор фиксации поросёнка и взятия крови — ещё одно дополнение к программе обучения клиническим навыкам в лабораторных условиях.

ОВЛАДЕЙТЕ НАВЫКАМИ С ПЕРВОГО ДНЯ И ОЦЕНИТЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

Фиксация

- Подвижный скелет позволяет студентам отрабатывать различные позиции фиксации.

Инъекции и взятие крови

- Анатомически корректная модель позволяет студентам выявлять и локализовать яремную борозду для проведения инъекций и взятия крови.
- Студенты могут определять альтернативные точки для взятия крови и проведения инъекций.

Симулятор фиксации поросёнка для забора крови 1025662



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Стальной скелет с подвижными сочленениями, обеспечивающими реалистичные движения
- Анатомически корректные ориентиры
- Места для инъекций и забора крови из яремной вены
- Симулированный источник крови, размещённый внутри полости тела для удобства использования
- Изготовлен из высококачественного, легко очищаемого силикона
- Прочные копыта



ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКНУТ ВОПРОСЫ ИЛИ ПОТРЕБУЕТСЯ ПОДДЕРЖКА,
ПОЖАЛУЙСТА, ОТСКАНИРУЙТЕ ЗДЕСЬ



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · [3bscientific.com](https://www.3bscientific.com)

04/2025