



**STOPS
MEDICAL**
A 3B SCIENTIFIC COMPANY

3B
3B Scientific



BLUTPUMPENSYSTEM-4 (BPS-4)

STOPS Medical freut sich, die nächste Generation des Blutpumpensystems, des BPS-4, anzubieten. Wie der Vorgänger ist das BPS-4 ein Hyper-Realistic® medizinisches Trainingssystem, das entwickelt wurde, um lebensbedrohliche Blutungen beim Menschen in Kombination mit einem simulierten Verletzten darzustellen. Die neuen Hauptmerkmalen und Verbesserungen des BPS-4 sind:

- Pulsierender "Blut"-Fluss
- Einstellbarer Blutdruck
- Schmalere Blutleitungen mit positiven "Quick"-Verbindern, die eine bessere Durchflusskontrolle und erhöhten Realismus ermöglichen
- Manueller Backup-Ein-/Ausschalter
- Externer Zugang zur Pumpensicherung
- Neues stilvolles Gehäusedesign
- Kompatibel mit den Advanced Surgical Skills Packages (zur Anwendung mit dem STOPS Medical Surgical Cut Suit)

HINWEIS: Das Tragen des Schutzschilds ermöglicht das korrekte Anlegen eines Tourniquets sowie die sachgemäße Wundtamponade, ohne den simulierten Patienten zu verletzen.

Der BPS-4 bleibt eine Innovation in der am Patienten getragenen Simulation von Blutungen, die in einem kleinen Tagesrucksack mitgeführt wird. Der BPS-4 ist eigenständig konzipiert und ermöglicht (4) gleichzeitige Blutungen, die über eine kabellose Fernbedienung gesteuert werden. Jede Leitung lässt sich vom Bediener kontrollieren, um sowohl venöse als auch arterielle Blutungen zu simulieren. Der BPS-4 ist in den Modellen Basic und Deluxe erhältlich.

Die Basisversion enthält:

- Ein (1) Oberschenkel-Übungsmanschette mit Shorts und Schutzabdeckung
- Ein (1) Oberarm-Übungsmanschette (ohne Knochen) mit Schutzabdeckung
- 9,5 Liter (2,5 Gallonen) Blutkonzentrat zur Herstellung von bis zu 47,3 Litern (12,5 Gallonen) Kunstblut.

BPS-4 Basis (dunkler Hautton) | 1025869

BPS-4 Basis (heller Hautton) | 1025873

BPS-4 Deluxe (dunkler Hautton) | 1025878

BPS-4 Deluxe (heller Hautton) | 1025882



Die Deluxe-Version enthält:

- Zwei (2) femorale Manschetten (1 mit Hose, 1 ohne Hose, beide mit Schutzvorrichtung)
- Zwei (2) brachiale Manschetten (1 mit Knochen, 1 ohne Knochen, beide mit Schutzvorrichtung)
- 9,5 Liter (2,5 Gallonen) Blutkonzentrat zur Herstellung von bis zu 47,3 Litern (12,5 Gallonen) Kunstblut.
- Schutzhose für Explosionstrauma-Training



Interne Blutungskompression zur Anwendung bei einer lebensbedrohlichen Blutung der oberen Extremität



Wundtamponade bei lebensbedrohlicher Blutung der unteren Extremität



Anlegen eines Tourniquets bei lebensbedrohlicher Blutung der oberen Extremität



Gefäßklemmen bei lebensbedrohlicher Blutung

**WENN SIE FRAGEN HABEN ODER UNTERSTÜTZUNG BENÖTIGEN,
SCANNEN SIE BITTE HIER.**

