



**STOPS
MEDICAL**
A 3B SCIENTIFIC COMPANY

3B
3B Scientific



SYSTÈME DE POMPE SANGUINE – 4 (BPS-4)

STOPS Medical est heureux de présenter la prochaine génération de son Système de Pompe Sanguine, le BPS-4. À l'image du modèle précédent, le BPS-4 est un système d'entraînement médical Hyper-Realistic® conçu pour simuler une hémorragie potentiellement mortelle chez l'humain, associé à un patient simulé. Les nouvelles caractéristiques clés et améliorations du BPS-4 sont:

- Débit pulsatile de « sang »
- Pression artérielle réglable
- Tubulures sanguines plus étroites dotées de connecteurs rapides à verrouillage positif, garantissant un meilleur contrôle du débit et un réalisme accru
- Interrupteur manuel de secours marche/arrêt
- Accès externe au fusible de la pompe
- Nouveau design élégant du boîtier
- Compatible avec les forfaits de compétences chirurgicales avancées (à utiliser avec la combinaison de coupe médico-chirurgicale STOPS)

REMARQUE : Le port du bouclier protecteur permet d'appliquer correctement le garrot et de procéder au remplissage de la plaie sans blesser le patient simulé.

Le BPS-4 demeure une innovation dans la simulation des hémorragie portés par le patient, contenu dans un petit sac à dos. Le BPS-4 est autonome et permet (4) saignements simultanés contrôlés par une télécommande sans fil. Chaque ligne peut être contrôlée par l'opérateur afin de simuler à la fois des saignements veineux et artériels. Le BPS-4 est proposé en modèles Basic et Deluxe.

La version de base comprend :

- Un (1) manchon fémoral avec short et protection
- Un (1) manchon brachial (sans os) et protection
- 2,5 gallons de concentré sanguin pour jusqu'à 12,5 gallons de sang artificiel

BPS-4 Basique (Peau foncée) | 1025869

BPS-4 Basique (Peau claire) | 1025873

BPS-4 De luxe (Peau foncée) | 1025878

BPS-4 De luxe (Peau claire) | 1025882



VERSION DE LUXE COMPREND:

- Deux (2) manchons fémoraux (1 avec pantalon et 1 sans, munis d'une garde protectrice)
- Deux (2) manchons brachiaux (1 avec os et 1 sans, munis d'une garde protectrice)
- 2,5 gallons de concentré de sang pour jusqu'à 12,5 gallons de sang artificiel.
- Pantalon anti-déflagration



Compression pour hémorragie interne appliquée en cas de saignement potentiellement mortel



Emballage d'une hémorragie mettant en péril le pronostic vital patient



Application d'un garrot pour un saignement mettant en danger le pronostic vital du patient



Clampage vasculaire en cas d'hémorragie mettant en péril le pronostic vital

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS OU BESOIN D'ASSISTANCE, VEUILLEZ SCANNER ICI.

