



**STOPS
MEDICAL**
A 3B SCIENTIFIC COMPANY

3B
3B Scientific



VÉRPUMPÁLÓ RENDSZER-4 (BPS-4)

STOPS Medical örömmel mutatja be a következő generációs vérpumpáló rendszert, a BPS-4-et. Az előző modellen alapulva a BPS-4 egy Hyper-Realistic® orvosi tréningrendszer, mely az életveszélyes vérzések szimulációjára, a sebesült páciens viselkedésének megjelenítésével együtt készült.

- Pulzáló „vér”áramlás
- Állítható vérnyomás
- Szűkített vérvezetékek, pozitív „gyors” csatlakozókkal, melyek jobb áramlásszabályozást és fokozott realizmust biztosítanak
- Manuális tartalék ki-/bekapcsoló
- Külső hozzáférés a pumpa biztosítékához
- Újszerű, stílusos héj kialakítás
- Kompatibilis az Advanced Surgical Skills Packages-zel (a STOPS Medical Surgical Cut Suit használatához)

MEGJEGYZÉS: A védőpajzs viselésével a turnikett megfelelő alkalmazása és a sebtömítés végrehajtható anélkül, hogy a szimulált páciens megsértené.

A BPS-4 továbbra is úttörő megoldás a betegek által viselt vérzés-szimulációk terén, melyet egy kis nappali táskában hordoznak. A BPS-4 önálló egységként működik, és egy vezeték nélküli távirányító segítségével akár (4) egyidejű vérzést is képes irányítani. Az egyes vonalakat az operátor egyénileg szabályozhatja a vénás és artériás vérzések szimulációja érdekében. A BPS-4 Basic és Deluxe kivitelben érhető el.

AZ ALAPVÁLTOZAT TARTALMAZZA:

- Egy (1) femorális rövidnadrág kivitelben, védőszerkezettel
- Egy (1) brachiális rövidnadrág (csont nélküli) védőszerkezettel
- 9,5 liter vérkoncentrátum, amely akár 47 liter mesterséges vér előállítására elegendő

BPS-4 Basic (Sötét bőrű) | 1025869

BPS-4 Basic (Világos bőrű) | 1025873

BPS-4 Deluxe (Sötét bőrű) | 1025878

BPS-4 Deluxe (Világos bőrű) | 1025882



DELUXE VÁLTOZAT TARTALMA:

- Két (2) femorális rövidnadrág (egyik robbanós változatú – mindkettőhöz védőpajzs)
- Két (2) brachiális rövidnadrág (egyik csonttal, másik pedig csont nélkül – mindkettőhöz védőpajzs)
- 9,5 liter vérkoncentrátum, amelyből legfeljebb 47 liter mesterséges vér állítható elő
- robbanó nadrág



Felső végtagon fellépő életveszélyes belső vérzés esetén alkalmazták a kompressziós kezelést.



Az alsó végtagon jelentkező életveszélyes vérzés betömítése



Turnikett bevetése életveszélyes felső végtagi vérzés esetén



Életveszélyes vérzés esetén alkalmazott érlezárás

AMENNYIBEN KÉRDÉSE MERÜLNE FEL VAGY SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE, KÉRJÜK, SZKENNELJE BE ITT.

