



**STOPS
MEDICAL**
A 3B SCIENTIFIC COMPANY

3B
3B Scientific



SISTEMA DI POMPA DEL SANGUE-4 (BPS-4)

STOPS Medical è lieta di presentare la nuova generazione del Blood Pumping System, il BPS-4. Come il modello precedente, il BPS-4 è un sistema di formazione medica Hyper-Realistic® pensato per simulare un'emorragia potenzialmente letale in combinazione con un paziente a lesioni simulate.

- Flusso pulsante di "sangue"
- Pressione sanguigna regolabile
- Linee sanguigne più sottili con connettori "quick" positivi, che consentono un controllo ottimale del flusso e un realismo superiore
- Interruttore manuale di backup on/off
- Accesso esterno al fusibile della pompa
- Nuovo elegante design del rivestimento
- Compatibile con gli Advanced Surgical Skills Packages (da utilizzare con la STOPS Medical Surgical Cut Suit)

NOTA: Indossando lo scudo protettivo, è possibile applicare correttamente il laccio emostatico e procedere all'imbottitura della ferita senza arrecare danni al paziente simulato.

Il BPS-4 rappresenta un'innovazione nelle simulazioni emorragiche indossate dal paziente, racchiuso in un piccolo zaino. Il BPS-4 è autonomo e permette (4) emorragie simultanee controllate tramite un telecomando wireless. Ogni linea può essere gestita dall'operatore per riprodurre emorragie venose o arteriose. Il BPS-4 è disponibile nei modelli Basic e Deluxe.

La versione base comprende:

- Una (1) manica femorale con pantaloncini e protezione
- Una (1) manica brachiale (senza osso) e protezione
- 2,5 galloni di concentrato di sangue per fino a 12,5 galloni di sangue artificiale

BPS-4 Basic (Pelle Scura) | 1025869

BPS-4 Basic (Pelle Chiara) | 1025873

BPS-4 Deluxe (Pelle Scura) | 1025878

BPS-4 Deluxe (Pelle Chiara) | 1025882



VERSIONE DELUXE COMPRENDE:

- Due (2) maniche femorali (1 con pantaloni / 1 senza pantaloni e con protezione)
- Due (2) maniche brachiali (1 con osso / 1 senza osso e con protezione)
- 2,5 galloni di concentrato ematico per un massimo di 12,5 galloni di sangue artificiale.
- Pantaloni da esplosione



Compressione per emorragia interna applicata a un arto superiore in caso di emorragia a rischio di vita



Impacchettamento di un'emorragia potenzialmente letale all'arto inferiore



Applicazione del laccio emostatico per un'emorragia potenzialmente letale all'arto superiore



Morsettatura del vaso per arrestare un'emorragia potenzialmente letale

SE HAI DOMANDE O HAI BISOGNO DI ASSISTENZA, SCANSIONA QUI.

