



**STOPS
MEDICAL**
A 3B SCIENTIFIC COMPANY

3B
3B Scientific



SISTEMA DE BOMBEAMENTO DE SANGUE-4 (SBS-4)

A STOPS Medical tem o prazer de apresentar a nova geração do Sistema de Bombeamento de Sangue, o BPS-4. Assim como o modelo anterior, o BPS-4 é um sistema de treinamento médico Hyper-Realistic® projetado para simular uma hemorragia com risco de morte, aliado a um paciente com lesões. As novas características e melhorias do BPS-4 são:

- Fluxo pulsátil de “sangue”
- Pressão sanguínea ajustável
- Linhas de sangue mais estreitas com conectores “quick” de encaixe positivo, permitindo melhor controle do fluxo e maior realismo
- Interruptor manual de backup (liga/desliga)
- Acesso externo ao fusível da bomba
- Novo design sofisticado de carcaça
- Compatível com os Pacotes de Habilidades Cirúrgicas Avançadas (para uso com o STOPS Medical Surgical Cut Suit)

NOTA: A utilização do escudo protetor permite a aplicação correta do torniquete e a compactação adequada da ferida, sem ocasionar lesões ao paciente simulado.

O BPS-4 continua sendo uma inovação em simulações de sangramento vestíveis pelo paciente, transportado em uma pequena mochila para uso diário. O BPS-4 é autônomo e permite o controle de (4) sangramentos simultâneos por meio de um dispositivo remoto sem fio. Cada linha pode ser operada pelo profissional para simular sangramentos venosos e arteriais. O BPS-4 está disponível nas versões Basic e Deluxe.

A VERSÃO BÁSICA INCLUI:

- Uma manga femoral (1) com bermuda e protetor
- Uma manga braquial (sem osso) com protetor
- 10 litros de concentrado de sangue para até 47 litros de sangue artificial

BPS-4 Básico (Pele Escura) | 1025869

BPS-4 Básico (Pele Clara) | 1025873

BPS-4 Luxo (Pele Escura) | 1025878

BPS-4 Luxo (Pele Clara) | 1025882



A VERSÃO DE LUXO INCLUI:

- Dois (2) bainhas femorais (uma com calça e outra sem, ambas com guarda protetora)
- Dois (2) bainhas braquiais (uma com osso e outra sem, ambas com guarda protetora)
- 10 litros de concentrado de sangue para até 47 litros de sangue artificial.
- Calças de Explosão



Compressão para hemorragia interna aplicada em hemorragia com risco de morte na extremidade superior



Empacotamento de hemorragia potencialmente fatal em membro inferior



Aplicação de torniquete na extremidade superior para hemorragia com risco de morte



Clampagem vascular em hemorragia com risco de morte

CASO TENHA ALGUMA DÚVIDA OU PRECISE DE SUPORTE, POR FAVOR, ESCANEIE AQUI.



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · 3bscientific.com