



**STOPS
MEDICAL**
A 3B SCIENTIFIC COMPANY

3B
3B Scientific



СИСТЕМА ИМИТАЦИИ КРОВОТЕЧЕНИЙ (BPS-4)

Компания STOPS Medical рада представить следующее поколение системы BPS-4. Как и предыдущая модель, BPS-4 представляет собой Hyper-Realistic® систему для медицинского обучения, разработанную для имитации жизнеугрожающих кровотечений у человека в сочетании с воспроизведением состояния травмированного пациента. Улучшенные ключевые особенности модели BPS-4 включают:

- Имитацию пульсирующего кровотока
- Регулируемое кровяное давление
- Более узкие трубки для имитации крови с быстросъемными позитивными соединителями, обеспечивающими лучший контроль потока и повышенную реалистичность
- Ручной переключатель резервного питания (включение/выключение)
- Внешний доступ к предохранителю насоса
- Новый стильный дизайн корпуса
- Совместимость с пакетами Advanced Surgical Skills Packages (для использования с костюмом STOPS Medical Surgical Cut Suit)



ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании защитного щита обеспечивается правильное наложение жгута и набивка раны без травмирования симулированного пациента.

BPS-4 остаётся инновационной системой имитации кровотечений, носимой на пациенте и упакованной в компактный рюкзак для дневного использования. BPS-4 представляет собой автономное устройство, позволяющее моделировать четыре одновременных кровотечения, управляемых с помощью беспроводного пульта. Каждая линия регулируется оператором для имитации как венозного, так и артериального кровотечения. BPS-4 выпускается в базовой и улучшенной моделях.

Базовая версия включает:

- Один (1) бедренный рукав с шортами и защитным ограждением
- Один (1) плечевой рукав (без кости) с защитным ограждением
- 2,5 галлона кровяного концентрата для получения до 12,5 галлонов искусственной крови

BPS-4 Базовый (тёмная кожа) | 1025869

BPS-4 Базовый (светлая кожа) | 1025873

BPS-4 Делюкс (тёмная кожа) | 1025878

BPS-4 Делюкс (светлая кожа) | 1025882



КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРЕМИУМ-ВЕРСИИ ВКЛЮЧАЕТ:

- Два (2) бедренных рукава (один с штанами / один без штанов и с защитным кожухом)
- Два (2) плечевых рукава (один с костной вставкой / один без неё и с защитным кожухом)
- 2,5 галлона концентрата крови для приготовления до 12,5 галлонов искусственной крови.
- Штаны для имитации повреждений при взрыве



Компрессия, предназначенная для остановки внутреннего кровотечения, применяется при жизнеугрожающем кровотечении из верхней конечности.



Тампонирующее кровотечение нижней конечности, угрожающее жизни.



Наложение жгута на верхнюю конечность при кровотечении, угрожающем жизни



Зажим сосуда при кровотечении, угрожающем жизни

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКНУТ ВОПРОСЫ ИЛИ ПОТРЕБУЕТСЯ ПОДДЕРЖКА, ПОЖАЛУЙСТА, ОТСКАНИРУЙТЕ ЗДЕСЬ.



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · 3bscientific.com