



**STOPS
MEDICAL**
A 3B SCIENTIFIC COMPANY

3B
3B Scientific



KAN POMPALAMA SİSTEMİ-4 (KPS-4)

STOPS Medical, Kan Pompa Sisteminin bir sonraki nesli olan BPS-4'ü sunmaktan büyük heyecan duymaktadır. Önceki modeldeki gibi, BPS-4, simüle edilmiş yaralı hasta ile birlikte insan hayatını tehdit eden kan kaybının simülasyonu üzere tasarlanmış Hiper-Gerçekçi® bir tıbbi eğitim sistemidir. BPS-4'ün yeni ana özellikleri ve iyileştirmeleri şunlardır:

- Nabız efekti veren “kan” akışı
- Ayarlanabilir kan basıncı
- Daha iyi akış kontrolü ve artan gerçekçilik sağlayan, pozitif “hızlı” konnektörlere sahip daha dar kan hatları
- Manuel yedek açma/kapama düğmesi
- Pompa sigortasına dış erişim
- Yeni şık kasa tasarımı
- STOPS Medikal Cerrahi Kesim Takımı ile kullanım için uyumlu İleri Cerrahi Yetenek Paketleri

DİKKAT: Koruyucu kalkanın takılması, simüle edilen hastaya zarar vermeden uygun turnike uygulanması ve yara dolgusu yapılmasını sağlar.

BPS-4, hastanın üzerinde taşınabilen kanama simülasyonlarında yenilikçi bir ürün olarak, küçük bir gündüz çantasında taşınır. BPS-4, kendi kendine yeten bir sistem olup, kablosuz kumanda cihazı ile kontrol edilen dört eşzamanlı kanama simülasyonuna olanak tanır. Her hat, operatör tarafından venöz ve arteriyel kanamaları simüle edecek şekilde kontrol edilebilir. BPS-4, Basic ve Deluxe modellerle sunulmaktadır.

TEMEL VERSİYON İÇERİR:

- Bir (1) femoral manşon, şort ve koruyucu muhafaza
- Bir (1) brachial manşon (kemiksiz) ve koruyucu muhafaza
- Toplamda en fazla 12.5 galon Yapay Kan üretimi için 2.5 galon kan konsantresi

BPS-4 Temel (Koyu Ten) | 1025869

BPS-4 Temel (Açık Ten) | 1025873

BPS-4 Özel (Koyu Ten) | 1025878

BPS-4 Özel (Açık Ten) | 1025882



LÜKS VERSİYON İÇERİR:

- İki (2) femoral kılıf (biri pantolonlu, diğeri pantolonsuz ve her ikisi de koruyucu muhafazalı)
- İki (2) brachial kılıf (biri kemikli, diğeri kemiksiz ve her ikisi de koruyucu muhafazalı)
- 12,5 galona kadar Yapay Kan üretebilen 2,5 galonluk kan konsantresi
- Patlamalı Pantolonlar



Yaşamı tehdit eden bir kanama durumunda, üst ekstremiteye uygulanan iç kanama kompresyonu



Hayati tehlike arz eden alt ekstremitte kanamasının paketlenmesi



Hayati tehdit eden üst ekstremitte kanaması için turnike uygulaması



Yaşamı tehdit eden kanamanın damar klipslemesi

HERHANGİ BİR SORUNUZ VARSA VEYA DESTEĞE İHTİYAÇ DUYARSANIZ, LÜTFEN BURAYI TARAYIN..

