





**STOPS
MEDICAL**
A 3B SCIENTIFIC COMPANY



NYÍLT SEBÉSZETI SZIMULÁCIÓS RENDSZER (OS3)

Az Open Surgical Simulation System (OS3), az Advanced Surgical Skills Packages (ASSPs)-szel együtt rezidenseknek és munkatársaknak biztosít Hyper-Realistic® magas hűségű képzési modellt trauma és általános sebészeti forgatókönyvekhez. Ez a fejlett rendszer lehetővé teszi, hogy a képzésben résztvevők teljes mértékben elmerüljenek a képzési folyamatban - a kételyeket félretéve úgy érezzék, hogy valódi pácienszt operálnak, nem pedig egy szimulátoron gyakorolnak.

Az OS3 kiterjedt sérülésminták modellezésére alkalmas funkciókat kínál a mellkasi, hasi és vaszkuláris traumák terén, lehetővé téve a gyakorlati tapasztalatszerzést összetett sebészeti esetek és kritikus beavatkozások során egy kontrollált, mégis élethű környezetben.



KÜLÖNLEGES JELLEMZŐK

- Hyper-Realistic® nagy hűségű sebészeti szimuláció
- Lehetővé teszi a teljesen immerszív trauma- és általános sebészeti képzést
- Kiterjedt sérülési mintázatok: mellkasi, hasi és érsérülések
- Támogatja a kritikus sebészeti beavatkozások széles körét
- Kompatibilis a Haladó Sebészeti Készletcsomagokkal (ASSPs)
- Valóság-hű anatómia és szöveti reakció a hiteles tapintási visszajelzésért
- A moduláris rendszer lehetővé teszi a forgatókönyvek gyors beállítását és visszaállítását

SÉRÜLÉSMINTÁZATI KÉPESSÉGEK

- **Mellkasi Sérülések:**
 - Pneumothorax
 - Hemothorax
 - Perikardiális Tamponád
 - Jobb Kamrai Szakadás
 - Bal Tüdő Alsó Lebényének Vérézése
- **Hasi Sérülések:**
 - Hemoperitoneum
 - 4-es fokozatú Máj-, Lép- és Bal Vese Sérülések
 - Táguló Hematómák
 - Vékonybél, Vastagbél és Húgyvezeték Sérülések
 - Nagy Erek Sérülései (Bal Külső Csípőartéria, Alsó Üres Véna)

LEHETSÉGES ELJÁRÁSOK


- Tűs dekompreszió
- Mellkasi cső behelyezése (thorakosztómia)
- Újraélesztő bal anterolaterális thorakotómia
- Mellkasi aorta keresztbilincselése
- Perikardiotómia
- Jobb kamrai pledgetes kardiorráfia
- Bal tüdő ékreszekció
- Belső szívmasszázs

1025950 | Nyílt Sebészeti Szimulációs Rendszer (OS3)

- Feltárási laparotómia
- Suprakeliás aorta bilincselése
- Hasi tamponálás
- Pringle-manőver
- Mattox és Cattell-Braasch manőverek
- Kocher-manőver
- Májvarrás
- Splenektómia
- Bal nefrektómia
- Bélreszekció anasztomózissal
- Artériás javítás vagy shuntképzés
- Suprapubicus katéter elhelyezése

CSOMAG TARTALMA

- SST Váz × 1
- Csontváz Készlet (Gerinc, Medence) × 1 (készlet)
- Izom Készlet (Jobb, Bal, Medence) × 1 (készlet)
- Bordakosár Rekeszizommal × 1
- Hasi Cső Csomag (5 cső) × 1 (készlet)
- Mellkasi Cső Csomag (2 cső) × 1 (készlet)
- Drenázs Csövek (4 cső) × 1 (készlet)
- Javító Készlet × 1
- Bőr × 2
- Sebészeti BPS Egység
- ASSP Csomag (a képzéssel együtt szállítva)
 - Hasi Csomag × 1
 - Mellkasi Csomag × 1
- Vértészlet



HA BÁRMILYEN KÉRDÉSE VAN VAGY SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE,
KÉRJÜK, ITT SZKENNELJEN



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · 3bscientific.com