



**STOPS
MEDICAL**
A 3B SCIENTIFIC COMPANY

3B
3B Scientific



COMBINAISON POUR INCISIONS CHIRURGICALES FORMAT DE RÉFÉRENCE : COMBINAISON POUR INCISIONS CHIRURGICALES

Le Surgical Cut Suit breveté est la méthode la plus réaliste pour simuler l'apparence, les sensations et les effets olfactifs induits par des événements traumatiques graves sur une victime humaine vivante, tout en permettant aux intervenants de première intervention et aux médecins de réaliser en toute sécurité de véritables procédures – depuis le point de blessure, en passant par le traitement durant le transport, jusqu'à la transition des soins vers l'intervention chirurgicale.



CARACTÉRISTIQUES UNIQUES

- Le système peut être porté même lors de scénarios physiques intenses entraînant des blessures (POI)
- Le système pèse environ 35 livres
- Les vêtements, l'uniforme, l'armure corporelle et l'équipement restent utilisables
- Le système permet une interaction avec une personne vivante lors du processus d'évaluation et de traitement d'urgence
- La peau et les organes peuvent être réparés par l'utilisateur
- Organes interchangeables offrant divers schémas de blessures ou pathologies (hémorragies internes et externes)
- Blessures créées par l'utilisateur et personnalisables

PROCÉDURES RÉALISABLES AVEC LE CUT SUIT

- Contrôle de l'hémorragie des extrémités par application d'un garrot, ligature/clampage artériel interne
- Contrôle de l'hémorragie de l'artère iliaque
- Cricothyrotomie chirurgicale
- Thoracocentèse bilatérale à l'aiguille, antérieure et axillaire
- Thoracotomie chirurgicale bilatérale avec pose de drain thoracique
- Suture et agrafage cutané en toutes localisations
- Cathétérisme vésical de type Foley
- Ponction vésicale externe
- Thoracotomie pour chirurgie exploratrice intra-thoracique et contrôle de l'hémorragie des structures organiques majeures
- Laparotomie pour exploration intra-abdominale et contrôle de l'hémorragie des structures organiques majeures
- Suture des structures organiques majeures
- Anastomose et résection
- Accès veineux périphérique



Combinaison de simulation d'incisions chirurgicales,
peau claire 1025958

Combinaison de simulation d'incisions chirurgicales,
peau foncée 1025953

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS OU BESOIN D'ASSISTANCE, VEUILLEZ
SCANNER ICI.



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · 3bscientific.com