



**STOPS
MEDICAL**
A 3B SCIENTIFIC COMPANY

3B
3B Scientific



TUTA CHIRURGICA ANTITAGLIO

Il Surgical Cut Suit brevettato rappresenta il modo più realistico per simulare l'aspetto, il tatto e gli effetti olfattivi di gravi eventi traumatici su un paziente vivo, consentendo a soccorritori e medici di eseguire in sicurezza procedure reali – dal momento dell'infortunio, passando per il trattamento durante il trasporto, fino alla transizione delle cure verso l'intervento chirurgico.



CARATTERISTICHE UNICHE

- Il sistema può essere indossato anche in scenari di intensa attività fisica al Punto di Infortunio (POI)
- Il sistema pesa circa 35 lbs
- Abbigliamento, uniforme, protezioni per il corpo ed equipaggiamento sono utilizzabili
- Il sistema consente l'interazione con un soggetto vivo durante la fase di valutazione e trattamento d'emergenza
- Pelle e organi possono essere riparati dall'utente
- Organi intercambiabili con modelli di ferite o patologie variabili (emorragie interne ed esterne)
- Ferite create dall'utente e personalizzabili

PROCEDURE POSSIBILI CON LA TUTA DA TAGLIO

- Controllo dell'emorragia degli arti mediante applicazione del laccio emostatico legatura/clampaggio arterioso interno
- Controllo dell'emorragia arteriosa iliaca
- Cricotiroidotomia chirurgica
- Toracentesi con ago, anteriore ed ascellare, bilaterale
- Toracotomia chirurgica con posizionamento di drenaggi toracici, bilaterale
- Sutura e applicazione di graffette cutanee in tutte le sedi
- Cateterizzazione Foley
- Puntura esterna della vescica
- Toracotomia e chirurgia esplorativa intratoracica con controllo dell'emorragia delle strutture degli organi principali
- Laparotomia ed esplorazione intra-addominale con controllo dell'emorragia delle strutture degli organi principali
- Sutura delle strutture degli organi principali
- Anastomosi e resezione
- Accesso venoso periferico IV



Tuta da taglio chirurgico in pelle chiara 1025958
Tuta da taglio chirurgico in pelle scura 1025953

SE HAI DOMANDE O HAI BISOGNO DI ASSISTENZA, SCANSIONA QUI



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · 3bscientific.com