



**STOPS
MEDICAL**
A 3B SCIENTIFIC COMPANY

3B
3B Scientific



TRAJE DE CORTE CIRÚRGICO

O Traje de Corte Cirúrgico representa a forma mais realista de simular a aparência, a sensação e os efeitos olfativos de eventos traumáticos graves em uma vítima humana real, permitindo que socorristas e médicos realizem procedimentos reais com segurança – desde o momento da lesão, passando pelo tratamento durante o transporte até a transição para a intervenção cirúrgica.



CARACTERÍSTICAS ÚNICAS

- O sistema pode ser utilizado inclusive em cenários que exigem intensa atividade física no Ponto de Lesão (POL)
- O sistema pesa aproximadamente 16 kg
- Roupas, uniformes, dispositivos de proteção corporal e equipamentos podem ser empregados
- O sistema possibilita a interação com um ser humano real durante o processo de avaliação e atendimento emergencial
- A pele e os órgãos podem ser reparados pelo usuário
- Órgãos intercambiáveis com padrões de ferimentos ou patologias variáveis (hemorragia interna e externa)
- Ferimentos criados pelo usuário e customizáveis

PROCEDIMENTOS POSSÍVEIS COM O TRAJE DE CORTE CIRÚRGICO

- Controle de hemorragia em membros com aplicação de torniquete, ligadura/clampeamento arterial interno
- Controle de hemorragia da artéria ilíaca
- Cricotiroidotomia cirúrgica
- Toracocentese com agulha no tórax, bilateral, nas regiões anterior e axilar
- Torcotomia cirúrgica com inserção de tubo torácico, bilateral
- Sutura e grampeamento da pele em todas as localizações
- Cateterismo vesical Foley
- Punção externa da bexiga
- Toracotomia e cirurgia exploratória intratorácica para controle de hemorragia em estruturas de órgãos maciços
- Laparotomia e exploração intra-abdominal para controle de hemorragia em estruturas de órgãos maciços
- Sutura de estruturas de órgãos maciços
- Anastomose e ressecção
- Acesso intravenoso periférico



Traje de Corte Cirúrgico – Pele Clara 1025958
Traje de Corte Cirúrgico – Pele Escura 1025953

CASO TENHA ALGUMA DÚVIDA OU PRECISE DE SUPORTE, POR FAVOR, ESCANEIE AQUI



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · 3bscientific.com