




**STOPS
MEDICAL**
A 3B SCIENTIFIC COMPANY

3B
3B Scientific



SURGICAL CUT SUIT

Patentli Surgical Cut Suit, canlı bir yaralı üzerinde şiddetli travmatik olayların görünümünü, dokunuşunu ve koku etkilerini en gerçekçi şekilde simüle etmenizi sağlar. Bu ürün, ilk müdahale ekiplerinin ve hekimlerin; yaralanma noktasından yol üzerindeki tedavi sürecine ve bakımın cerrahi müdahaleye geçişine kadar güvenli bir şekilde gerçek müdahaleler gerçekleştirmesine olanak tanır.



BENZERSİZ ÖZELLİKLER

- Sistem, Yaralanma Noktası (POL) durumlarında dahi, son derece yoğun fiziksel senaryolarda giyilebilir
- Sistem yaklaşık 15,9 kg ağırlığındadır
- Giysi, üniforma, vücut zırhı ve ekipman kullanılabilir
- Sistem, acil durum değerlendirme ve tedavi süreci sırasında canlı bir kişiyle etkileşime olanak tanır
- Cilt ve organlar, kullanıcı tarafından onarılabilir
- Değiştirilebilir organlar; değişken yara desenleri veya patolojik (iç ve dış kanama) özellikler barındırır
- Kullanıcı tarafından oluşturulan ve kişiselleştirilebilen yaralar

PROSEDÜRLERLE UYGULANAN CUT SUIT

- Turnike uygulamasıyla ekstremiteler kanamasının kontrolü, arteriyel ligasyon/kelepçeleme (iç)
- İliak arter kanamasının kontrolü
- Cerrahi Krikotirotomi
- Her iki tarafta ön ve aksiller göğüs iğne torasentezi
- Her iki tarafta cerrahi göğüs tüpü torakotomisi
- Tüm bölgelerde cildin dikişle kapatılması ve zımba ile kapatılması
- Foley kateterizasyonu
- Eksternal mesane ponksiyonu
- Torakotomi ve toraks içi keşif cerrahisiyle büyük organ yapıların kanamasının kontrolü
- Laparotomi ve karın içi keşif cerrahisiyle büyük organ yapıların kanamasının kontrolü
- Büyük organ yapıların dikişle kapatılması
- Anastomoz ve rezeksiyon
- Periferik IV erişimi



Surgical Cut Suit, açık ten rengi 1025958
Surgical Cut Suit, koyu ten rengi 1025953

HERHANGİ BİR SORUNUZ VARSA VEYA DESTEĞE İHTİYAÇ DUYARSANIZ,
LÜTFEN BURAYI TARAYIN.



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · 3bscientific.com