



**STOPS
MEDICAL**
A 3B SCIENTIFIC COMPANY

3B
3B Scientific



TCCC FORTGESCHRITTENES MOULAGESET (TAMK)

Das TAMK Trauma Moulageset ist so konzipiert, dass es in verschiedensten Trainingsumgebungen ein realistisches haptisches und visuelles Feedback bietet. Diese tragbaren Wunden werden Ihre klinischen Demonstrationen auf, indem sie Verletzungen ein dreidimensionales Erscheinungsbild verleihen und die Durchführung realer medizinischer Interventionen ermöglichen. Unsere robusten Wundsimulatoren sind anatomisch korrekt geformt und passen sich sowohl am menschlichen Körper als auch an einer Übungspuppe optimal an.



BESONDERE MERKMALE:

- Hyper-Realistic®
- Simuliert reale Verletzungen
- Passgenau
- Robust
- Komfortabel
- Haptisches Feedback
- Schnelle Anwendung
- Vielseitige Patientenkonfigurationen
- Optionen für helle und dunkle Hauttöne

Technische Daten:


Ausführung:	Set
Gewicht: ca.	14 kg (31 Pfund)
Abmessungen:	62,3 × 49,6 × 21,4 cm (24,53 Zoll x 19,54 Zoll x 8,41 Zoll)
TAMK (dunkler Hautton)	1025977
TAMK (heller Hautton)	1025986

IM TAMK MOULAGESET ENTHALTEN:

- Haube mit skalpierter Kopfverletzung
- Multifunktionaler Blutungstrainer
- Offene Brustwunde mit Austrittswunde am Rücken – Kurzarmshirt
- Verbrennungen dritten Grades an Brust und Rücken – Kurzarmshirt
- Armverbrennung – Langarmshirt
- Radius-/Ulnafraktur – Armschiene
- Oberschenkelwunde – Shorts
- Geschlossene Tibia-/Fibulafraktur – Unterschenkelschiene
- Verbrennungen dritten Grades – Unterschenkelschiene
- Teilamputation des linken Fußes – Fuß-Socke
- Teilamputation der rechten Hand – Handschuh
- Oberarmwunde – Armschiene
- Schminkset
- Herausnehmbare Transportseiten



Verbrennungen dritten Grades
(Brust und Rücken)



Multifunktionaler Blutungstrainer



Schusswunde in der Brust



Aufgerissene Kopfhaut



Brachialwunde



Femorale Abrisswunde



Vollschichtverbrennungen am Arm



Vollschichtige Beinverbrennungen



Geschlossene Tibia-Fibula-Fraktur

WENN SIE FRAGEN HABEN ODER UNTERSTÜTZUNG BENÖTIGEN,
SCANNEN SIE BITTE HIER



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · 3bscientific.com