



TAKTISCHE KAMPFVERWUNDETE VERSORGUNG (TCCC) CUT-ANZUG

Die Hauptziele von Tactical Combat Casualty Care (TCCC) sind die Versorgung von Verwundeten, die Verhinderung weiterer Opfer und die Erfüllung der Mission. Der TCCC Cut Suit eignet sich besonders gut, um diese Ziele im Training zu erreichen. Er ermöglicht medizinischem Personal, bei einem menschlichen Verletzten auf dem Schlachtfeld die drei Hauptursachen für vermeidbare Todesfälle zu behandeln: unkontrollierte massive Blutung, Beeinträchtigung der Atemwege und Spannungspneumothorax.

Der Rahmen wurde verschlankt, um das Profil des Trägers zu minimieren und dadurch die Realitätsnähe jedes Trainingsszenarios zu erhöhen. Der TCCC Cut Suit ist vollständig vom Anwender anpassbar und vom Anwender selbst reparierbar, wodurch teure Reparaturen und langfristig wiederkehrende Kosten reduziert werden.



EINZIGARTIGE MERKMALE:

- Das System kann während intensiver körperlicher Belastungssituationen am Ort der Verletzung (POI) getragen werden
- Das System wiegt ungefähr 20 lbs (9,07 kg)
- Kleidung, Uniform, Schutzweste und Ausrüstung bleiben nutzbar
- Das System ermöglicht die Interaktion mit einer lebenden Person während der Notfallbeurteilung und -behandlung
- Die Haut ist vom Benutzer reparierbar
- Vom Benutzer erstellte und anpassbare Wunden

VERFAHREN, DIE DERZEIT AM TCCC CUT SUIT VERFÜGBAR SIND:

- Blutstillung an den Extremitäten durch Anlegen eines Tourniquets, arterielle Ligatur / Klemmen, interne Kompression (Füllung der Wundhöhle)
- Chirurgische Koniotomie
- Beidseitige vordere und axilläre Nadelthorakozentese
- Beidseitige chirurgische Thorakostomie mit Anlage von Thoraxdrainagen
- Hautnähen und -klammern
- Peripherer IV-Zugang
- Sternal intraossärer IV-Zugang
- Medikamentengabe über peripheren IV-Zugang



Improvisierte Koniotomie



Thorakozentese mit Thoraxnadel



Okklusiver Verband



Thoraxdrainage



Blutstillung – Arm



Blutstillung – Bein

TCCC/EMS Übungsanzug für Schnittverletzungen – helle Hautfarbe
TCCC/EMS Schnitt-Übungsanzug – Dunkler Hautton

| 1026000
| 1025995

WENN SIE FRAGEN HABEN ODER UNTERSTÜTZUNG BENÖTIGEN,
SCANNEN SIE BITTE HIER



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · 3bscientific.com