



**STOPS
MEDICAL**
A 3B SCIENTIFIC COMPANY

3B
3B Scientific



ATENCIÓN TÁCTICA A LOS HERIDOS EN COMBATE (TCCC) TRAJE CON CORTES

Los objetivos principales de la Atención Táctica al Herido en Combate (TCCC) son tratar al herido, prevenir bajas adicionales y completar la misión. El TCCC Cut Suit está especialmente diseñado para cumplir estos objetivos durante el entrenamiento. Permite al personal médico abordar las tres causas principales de muerte prevenible en el campo de batalla en un paciente: hemorragia masiva incontrolada, compromiso de la vía aérea y neumotórax a tensión.

El armazón ha sido optimizado para minimizar el perfil del usuario, aumentando el Hyper-Realism de cualquier escenario de entrenamiento. El TCCC Cut Suit es totalmente personalizable y reparable por el usuario, lo que reduce reparaciones costosas y gastos recurrentes a largo plazo.




CARACTERÍSTICAS ÚNICAS:

- El sistema puede llevarse puesto durante escenarios físicos intensos en el Punto de Lesión (POI)
- El sistema pesa aproximadamente 20 lbs (9,07 kg)
- La ropa, el uniforme, la protección corporal y el equipo pueden utilizarse
- El sistema permite la interacción con una persona real durante el proceso de evaluación y tratamiento de emergencias
- La piel puede ser reparada por el usuario
- Heridas creadas por el usuario y personalizables

PROCEDIMIENTOS ACTUALMENTE DISPONIBLES EN EL TCCC CUT SUIT:

- Control de la hemorragia en extremidades mediante aplicación de torniquete, ligadura / pinzamiento arterial, compresión interna (empaquetamiento de la cavidad de la herida)
- Cricotirotomía quirúrgica
- Toracostomía con aguja bilateral en las regiones anterior y axilar
- Toracostomía quirúrgica con colocación bilateral de tubo torácico
- Sutura y grapado de la piel
- Acceso venoso periférico
- Acceso IV intraóseo esternal
- Administración de medicamentos por vía IV periférica



Cricotiroidotomía improvisada en el campo



Toracocentesis con aguja



Apósito oclusivo



Tubo torácico



Control de hemorragias – brazo



Control de la hemorragia – pierna

TCCC/EMS Traje para Cortes – Piel Clara
TCCC/EMS Traje para Simulación de Cortes – Piel Oscura

| 1026000
| 1025995

SI TIENE ALGUNA PREGUNTA O NECESITA ASISTENCIA,
POR FAVOR ESCANEE AQUÍ



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · [3bscientific.com](https://www.3bscientific.com)