



**STOPS
MEDICAL**
A 3B SCIENTIFIC COMPANY

3B
3B Scientific



SOINS TACTIQUES AUX BLESSÉS DE COMBAT (TCCC) CUT SUIT

Les principaux objectifs des Soins Tactiques aux Blessés au Combat (TCCC) sont de prendre en charge le blessé, d'éviter d'autres victimes et d'accomplir la mission. Le TCCC Cut Suit est spécialement conçu pour atteindre ces objectifs en formation. Il permet aux professionnels de santé d'aborder les trois principales causes de décès évitables sur le champ de bataille chez un blessé : l'hémorragie massive incontrôlée, la compromission des voies aériennes et le pneumothorax sous tension.

La structure a été optimisée pour minimiser la silhouette du porteur, augmentant le Hyper-Realism de tout scénario d'entraînement. Le TCCC Cut Suit est entièrement personnalisable et réparable par l'utilisateur, réduisant les réparations coûteuses et les dépenses récurrentes à long terme.



CARACTÉRISTIQUES UNIQUES:

- Le système peut être porté lors de scénarios physiques intenses sur le lieu de la blessure (POI)
- Le système pèse environ 20 lbs (9,07 kg)
- Les vêtements, l'uniforme, les gilets pare-balles et l'équipement sont utilisables
- Le système permet d'interagir avec une personne réelle lors du processus d'évaluation et de traitement d'urgence
- La peau peut être réparée par l'utilisateur
- Plaies créées par l'utilisateur et personnalisables

PROCÉDURES ACTUELLEMENT DISPONIBLES SUR LE TCCC CUT SUIV:

- Contrôle des hémorragies des extrémités par pose de garrot, ligature / clampage artériel, compression interne (bouchage de la cavité de la plaie)
- Cricothyroïdectomie chirurgicale
- Décompressions thoraciques à l'aiguille bilatérales en positions antérieures et axillaires
- Thoracostomies chirurgicales bilatérales avec pose de drains thoraciques
- Sutures et pose d'agrafes cutanées
- Accès intraveineux périphérique
- Accès intra-osseux sternal
- Administration de médicaments par voie intraveineuse périphérique



Cricothyrotomie improvisée en milieu préhospitalier



Ponction pleurale à l'aiguille



Pansement occlusif



Drain thoracique



Contrôle des hémorragies – bras



Contrôle des hémorragies – jambe

Combinaison TCCC/EMS Pour Simulation De Plaies – Peau Claire
TCCC/EMS Combinaison De Simulation Pour Coupures – Peau Foncée

| 1026000
| 1025995

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS OU BESOIN D'ASSISTANCE,
VEUILLEZ SCANNER ICI



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · 3bscientific.com