



**STOPS
MEDICAL**
A 3B SCIENTIFIC COMPANY



CUIDADOS TÁTICOS A FERIDOS EM COMBATE (TCCC) TRAJE PARA SIMULAÇÃO DE CORTES

Os principais objetivos do Atendimento Tático ao Ferido em Combate (TCCC) são tratar o ferido, prevenir vítimas adicionais e cumprir a missão. O TCCC Cut Suit é especialmente adequado para alcançar esses objetivos no treinamento. Ele permite que os profissionais de saúde abordem as três principais causas de morte evitável no campo de batalha em um ferido humano: hemorragia maciça não controlada, comprometimento das vias aéreas e pneumotórax hipertensivo.

A estrutura foi otimizada para reduzir o perfil físico do usuário, aumentando o Hiper-Realismo de qualquer cenário de treinamento. O TCCC Cut Suit é totalmente personalizável e reparável pelo usuário, reduzindo reparos dispendiosos e custos recorrentes a longo prazo.




CARACTERÍSTICAS ÚNICAS:


- O sistema pode ser usado durante cenários físicos intensos no Local da Lesão (POI)
- O sistema pesa aproximadamente 20 lbs (9,07 kg)
- Roupas, uniforme, colete balístico e equipamento podem ser usados
- O sistema permite interação com uma pessoa real durante o processo de avaliação e tratamento de emergência
- A pele pode ser reparada pelo usuário
- Feridas personalizáveis criadas pelo usuário

PROCEDIMENTOS ATUALMENTE DISPONÍVEIS NO TCCC CUT SUIT:

- Controle de hemorragia em membros com aplicação de torniquete, ligadura / clampeamento arterial, compressão interna (tamponamento da cavidade da ferida)
- Cricotireoidotomia cirúrgica
- Toracocentese com agulha bilateral nas regiões anteriores e axilares do tórax
- Toracotomia cirúrgica bilateral para colocação de dreno torácico
- Sutura e grampeamento da pele
- Acesso venoso periférico
- Acesso intraósseo esternal
- Administração de medicamentos por via venosa periférica



Cricotireoidotomia improvisada em campo



Toracocentese com agulha torácica



Curativo oclusivo



Dreno torácico



Controle de hemorragia – braço



Controle de hemorragia – perna

TCCC/EMS Traje Para Simulação De Cortes – Pele Clara | 1026000
TCCC/EMS Traje Para Treinamento De Cortes – Pele Escura | 1025995

SE TIVER ALGUMA DÚVIDA OU PRECISAR DE SUPORTE,
POR FAVOR ESCANEIE AQUI



3B Scientific Group

Brasil 3B Scientific Imp. E Exp. Ltda. · Rua Landmann, 92 B · Costa e Silva ·
CEP 89217-420 Joinville - SC · Brasil · 3bscientific.com