




УНИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- Система может носиться во время интенсивных физических сценариев в месте травмы (POI)
- Вес системы составляет примерно 20 lbs (9,07 kg)
- Можно использовать одежду, униформу, бронежилет и экипировку
- Система позволяет взаимодействовать с живым человеком в процессе оценки и оказания неотложной помощи
- Кожу можно восстановить пользователем
- Раны, создаваемые пользователем, с возможностью настройки

ПРОЦЕДУРЫ, В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ДОСТУПНЫЕ НА КОСТЮМЕ ТССС КОСТЮМ С ИМИТАЦИЕЙ РАН:

- Контроль кровотечения конечностей с наложением жгута, лигированием / зажимом артерии, внутренней компрессией (тампонирование полости раны)
- Хирургическая крикотиреотомия
- Двусторонняя игольная пункция плевральной полости в передней и подмышечной областях грудной клетки
- Двусторонняя хирургическая установка грудных дренажей (торакостомия)
- Наложение швов и скрепление кожи скобами
- Периферический внутривенный доступ
- Стерильный внутрикостный доступ
- Введение лекарственных препаратов через периферический внутривенный доступ



Перстне-щитовидная кониотомия в полевых условиях



Игольный торакоцентез



Окклюзионная повязка



Дренажная трубка для грудной полости



Контроль кровотечения – рука



Контроль кровотечения – нога

Тренировочный костюм ТССС/EMS с имитацией порезов – светлая кожа
ТССС/EMS учебный костюм с имитацией порезов – темная кожа

| 1026000
| 1025995

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ КАКИЕ-ЛИБО ВОПРОСЫ ИЛИ ВАМ НУЖНА ПОДДЕРЖКА, ПОЖАЛУЙСТА, ОТСКАНИРУЙТЕ ЗДЕСЬ



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · 3bscientific.com