



TAKTİK MUHAREBE YARALI BAKIMI (TCCC) CUT SUIT

Taktik Muharebe Yaralı Bakımı (TCCC)'nin temel amaçları, yaralıyı tedavi etmek, yeni yaralanmaların oluşmasını önlemek ve görevi tamamlamaktır. TCCC Cut Suit, eğitimde bu amaçlara ulaşmak için özel olarak uygundur. Tıbbi personelin, savaş alanında yaralı bir insan üzerinde önlenebilir ölümlerin üç ana nedenini tedavi etmesine olanak tanır: kontrolsüz masif kanama, hava yolu tıkanıklığı ve tansiyon pnömotoraks.

Taşıyıcının profilini en aza indirmek ve böylece her bir eğitim senaryosunun gerçekçiliğini artırmak amacıyla iskelet yapı inceltiştir. TCCC Cut Suit, kullanıcı tarafından tamamen ayarlanabilir ve yine kullanıcı tarafından onarılabilir olup, bu sayede pahalı onarımlar ile uzun vadede tekrarlayan maliyetler azaltılır.




ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER:

- Sistem, Yaralanma Noktasında (POL) gerçekleşen yoğun fiziksel senaryolar sırasında giyilebilir
- Sistem yaklaşık 20 lbs (9,07 kg) ağırlığındadır
- Giysi, üniforma, vücut zırhı ve ekipman kullanılabilir
- Sistem, acil değerlendirme ve tedavi sürecinde canlı bir kişiyle etkileşim kurulmasına olanak tanır
- Cilt, kullanıcı tarafından onarılabilir
- Kullanıcı tarafından oluşturulan ve özelleştirilebilir yaralar

TCCC CUT SUIT'TE ŞU ANDA UYGULANABİLEN PROSEDÜRLER:

- Ekstremitte kanaması kontrolü: turnike uygulaması, arter ligasyonu / klemleme, iç tamponaj (yara boşluğunun paketlenmesi)
- Cerrahi Krikotiroidotomi
- Bilateral ön ve aksiller göğüs iğne torasentezi
- Bilateral cerrahi göğüs tüpü torakotomisi
- Derinin dikilmesi ve zımbalanması
- Periferik IV erişimi
- Sternal intraosseöz IV erişimi
- Periferik IV yoluyla ilaç uygulaması



Sahada pratik olarak uygulanabilen krikotirotomi



Göğüste iğne ile torasentez



Oklüzif pansuman



Göğüs tüpü



Kanama kontrolü – kol



Kanama kontrolü – bacak

TCCC/EMS Cut Suit – Açık Ten | 1026000
TCCC/EMS Cut Suit – Koyu Ten | 1025995

HERHANGİ BİR SORUNUZ VARSA VEYA DESTEĞE İHTİYACINIZ
OLURSA, LÜTFEN BURAYI TARAYIN



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · 3bscientific.com