


NEU



ATEMWEGSMANAGEMENT-TRAINER P73

ERWEITERUNG FÜR ATLAS – NEUER 3B SCIENTIFIC ATEMWEGSTRAINER

Dieser anatomisch exakte, realistische Atemwegsmanagement-Trainer wurde für ein umfassendes Training in Techniken des Atemwegsmanagements entwickelt. Das Modell simuliert das Gewicht und die Haptik eines menschlichen Kopfes und bietet somit ein realistisches Trainingserlebnis. Es ermöglicht medizinischen Fachkräften und Studierenden, wesentliche Fähigkeiten wie die endotracheale Intubation sowie den Einsatz supraglottischer Atemwegshilfen zu üben, um die Kompetenz in realen Situationen sicherzustellen.

ERREICHEN SIE FACHKOMPETENZ IN DEN TECHNIKEN DER ATEMWEGSSICHERUNG

Ideal für Ausbilder im Gesundheitswesen, Medizinstudierende und Simulationszentren bietet dieser Trainer eine unverzichtbare Lösung zur effektiven Beherrschung des Atemwegsmanagements in einer kontrollierten, sicheren und wirkungsvollen Lernumgebung.



Nasotracheal



LT-Einführung



BVM-Beatmung



i-gel-Einführung

REALISTISCHE ATEMWEGE

- ✓ Zunge
- ✓ Nasopharynx
- ✓ Oropharynx
- ✓ Epiglottis
- ✓ Vallecula
- ✓ Stimmbänder
- ✓ Schildknorpel
- ✓ Speiseröhre
- ✓ Luftröhre
- ✓ Lunge
- ✓ Magen



WEITERE FUNKTIONEN

- Orale und nasale Intubation unter Verwendung standardisierter grundlegender und fortgeschrittener Atemwegsmanagement-Geräte:
 - ✓ OPA, ✓ NPA, ✓ i-gel, ✓ LMA, ✓ LT, ✓ ETT
- Intubation des rechten Hauptbronchus
- Ösophageale Intubation
- Magensufflation
- Hinweis auf Zahnschäden
Das Design der oberen Zähne offenbart potenzielle Risiken für Zahnschäden bei der Anwendung des Laryngoskops, wodurch Anwender ihre Technik verfeinern und die Patientensicherheit erhöhen können.
- Drei unterschiedlich weit geöffnete Pupillen
(verengt/normal/erweitert)



KONFIGURATIONEN

- Hautfarbe:
 - Helle Haut 1026007
 - Dunkle Haut 1026076
- Optional: Segmentale Bronchien der 4. Ordnung 1026077
- Lieferumfang: Atemwegsmanagement-Trainer, Gleitmittel, Tragetasche



WENN SIE FRAGEN HABEN ODER UNTERSTÜTZUNG BENÖTIGEN, SCANNEN SIE BITTE HIER



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · 3bscientific.com