


NUEVO



ENTRENADOR PARA EL MANEJO DE LA VÍA AÉREA P73

EXTENSIÓN PARA ATLAS – NEW 3B SCIENTIFIC ENTRENADOR DE VÍAS AÉREAS

Presentamos un modelo anatómicamente preciso y realista, diseñado para un entrenamiento integral en técnicas de manejo de la vía aérea. El modelo replica fielmente el peso y la sensación de una cabeza humana, proporcionando una experiencia de formación realista. Facilita a los profesionales de la salud y a los estudiantes la práctica de habilidades esenciales, como la intubación endotraqueal y el uso de dispositivos de vía aérea supraglótica, garantizando competencia en situaciones reales.

ADQUIERA COMPETENCIA EN TÉCNICAS DE MANEJO DE LA VÍA AÉREA

Ideal para educadores en salud, estudiantes de medicina y centros de simulación, este entrenador ofrece una solución indispensable para dominar el manejo de la vía aérea en un entorno de aprendizaje controlado, seguro y eficaz.



Nasotraqueal



LT Inserción



Ventilación BVM



i-gel Inserción

VÍAS RESPIRATORIAS REALISTAS

- ✓ Lengua
- ✓ Nasofaringe
- ✓ Orofaringe
- ✓ Epiglotis
- ✓ Valécula
- ✓ Cuerdas vocales
- ✓ Cartilago tiroideo
- ✓ Esófago
- ✓ Tráquea
- ✓ Pulmón
- ✓ Estómago



CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- Intubación oral y nasal utilizando dispositivos básicos y avanzados estándar para el manejo de la vía aérea:

✓ OPA, ✓ NPA, ✓ i-gel, ✓ LMA, ✓ LT, ✓ ETT

- Intubación del bronquio principal derecho
- Intubación esofágica
- Insuflación gástrica
- Indicador de daño dental

El diseño del diente superior revela riesgos potenciales de daño dental durante el uso del laringoscopio, ayudando a los usuarios a perfeccionar su técnica y a aumentar la seguridad del paciente.

- Tres pupilas anchas diferentes (Normal/Contraídas/Dilatadas)



CONFIGURACIONES

- Color de piel:
 - Piel clara 1026007
 - Piel oscura 1026076
- Bronquios segmentarios de 4º orden (opcionales) 1026077
- Contenido de la entrega: Airway Management Trainer, Lubricante, Carry Bag



SI TIENE ALGUNA CONSULTA O REQUIERE ASISTENCIA, POR FAVOR ESCANEE AQUÍ



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · 3bscientific.com