




LÉGÚTKEZELÉSI TRÉNER P73

KIEGÉSZÍTŐ ESZKÖZ AZ ATLAS-HOZ – ÚJ 3B SCIENTIFIC LÉGÚTKEZELÉSI TRÉNER

Bemutatjuk az anatómiailag pontos, valósághű modellt, amely átfogó képzést biztosít a légútkezelési technikák elsajátításához. A modell hűen visszaadja egy emberi fej súlyát és tapintását, így valósághű oktatási élményt nyújt. Elősegíti az egészségügyi szakemberek és a hallgatók számára az alapvető készségek – például az endotracheális intubáció és a supraglotticus légútbiztosító eszközök alkalmazása – elsajátítását, ezáltal erősítve a gyakorlati kompetenciát.

FEJLESSZE SZAKÉRTELMÉT AZ LÉGÚTKEZELÉSI TECHNIKÁK ALKALMAZÁSÁBAN.

Egészségügyi oktatók, orvostanhallgatók és szimulációs központok számára ideális – ez a tréner alapvető megoldást kínál a légutak kezelésének elsajátításához ellenőrzött, biztonságos és hatékony tanulási környezetben.



Nazotracheális



LT beültetés



BVM lélegeztetés



i-gel behelyezése

REALISZTIKUS LÉGUTAK

- ✓ Nyelv
- ✓ Orrgarat
- ✓ Szájgarat
- ✓ Epiglottis
- ✓ Vallecula
- ✓ Hangszálak
- ✓ Pajzsmirigy porc
- ✓ Nyelőcső
- ✓ Légcsövek
- ✓ Tüdő
- ✓ Gyomor




TOVÁBBI FUNKCIÓK

- Száj- és orrintubáció standard alap- és fejlett légúti kezelő eszközök alkalmazásával:
 - ✓ OPA, ✓ NPA, ✓ i-gel, ✓ LMA, ✓ LT, ✓ ETT
 - Jobbfőági intubáció
 - Nyelőcső-intubáció
 - Gyomor inszuffláció
 - Fogkárosodás jelzője
- A felső fog kialakítása feltárja a laringoszkóp használata során fennálló fogkárosodási kockázatot, segítve ezzel a felhasználókat technikájuk finomításában és a betegbiztonság növelésében.
- Három különböző pupilla (Normál/Szűkült/Tágult)




KONFIGURÁCIÓK

- Bőrszín:
 - Világos bőr – 1026007
 - Sötét bőr – 1026076
- Opcionális 4 rendbeli szegmentált hörgők – 1026077
- Szállítás tartalma: Légútkezelési tréner, síkosító, hordtáska



AMENNYIBEN BÁRMILYEN KÉRDÉSE MERÜLNE FEL VAGY SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE, KÉRJÜK, SZKENNELJE BE ITT



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · 3bscientific.com