


YENİ



HAVA YOLU YÖNETİMİ EĞİTİM SİMÜLATÖRÜ P73

ATLAS'A EK – YENİ 3B SCIENTIFIC HAVAYOLU EĞİTİM MODELİ

Anatomik olarak doğru ve gerçekçi bir model, hava yolu yönetimi tekniklerinde kapsamlı eğitim imkanı sunmak üzere tasarlanmıştır. Model, insan başının ağırlığını ve dokusunu simüle ederek gerçekçi bir eğitim deneyimi sağlamayı hedefler. Bu model, sağlık profesyonelleri ve öğrencilerin endotrakeal entübasyon ile supraglottik hava yolu cihazları gibi temel becerileri uygulamalarına olanak tanıyarak, gerçek yaşam koşullarında yeterliliği garanti eder.

HAVA YOLU YÖNETİMİ TEKNİKLERİNDE UZMANLAŞIN

Sağlık eğitmenleri, tıp öğrencileri ve simülasyon merkezleri için ideal olan bu eğitici, kontrollü, güvenli ve etkili bir öğrenme ortamında hava yolu yönetiminde uzmanlaşmayı sağlamak için temel bir çözüm sunar.



Nazotrakeal



LT Yerleştirme



BVM Ventilasyonu



i-gel Yerleştirme

GERÇEKÇİ HAVA YOLLARI

- ✓ Dil
- ✓ Nazofarenks
- ✓ Orofarenks
- ✓ Epiglot
- ✓ Vallecula
- ✓ Ses telleri
- ✓ Tiroid kıkırdağı
- ✓ Özofagus
- ✓ Trakea
- ✓ Akciğer
- ✓ Mide



DAHA FAZLA ÖZELLİK

- Standart temel ve gelişmiş hava yolu yönetim cihazları kullanılarak ağız ve burun intübasyonu:
 - ✓ OPA, ✓ NPA, ✓ i-gel, ✓ LMA, ✓ LT, ✓ ETT
- Sağ ana bronş intübasyonu
- Özofageal intübasyonu
- Mide insuflasyonu
- Diş hasarı göstergesi
Üst diş tasarımı, laringoskop kullanımı sırasında potansiyel diş hasarı risklerini ortaya koyar; kullanıcıların tekniğini geliştirmelerine ve hasta güvenliğini artırmalarına yardımcı olur.
- Üç farklı geniş gözbebeği (Normal/Daralmış/Genişlemiş)



YAPILANDIRMALAR

- Cilt rengi:
 - Açık ten 1026007
 - Koyu ten 1026076
- Opsiyonel 4. Derece Segmental Bronş 1026077
- Teslimat İçeriği: Hava Yolu Yönetimi Eğitici, Yağlayıcı, Taşıma Çantası



HERHANGİ BİR SORUNUZ VEYA DESTEĞE İHTİYACINIZ VARSA, LÜTFEN BURAYI TARAYIN



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · 3bscientific.com