




LIFECAST BABY V

SCHULUNG ZUR EINFÜHLSAMEN UND KOMPETENTEN PFLEGE

Der Verlust eines Neugeborenen ist eine tiefgreifende und heikle Situation. Gesundheitsfachkräfte müssen darauf vorbereitet sein, sowohl klinisch als auch emotional zu unterstützen. Lifecast Baby V wurde entwickelt, um Fachkräfte sowohl in Wiederbelebensmaßnahmen als auch in der Feststellung des Todes (ROLE) zu schulen und so ein realistisches, praxisnahes Training zu gewährleisten.

Dieses anatomisch präzise modellierte Frühgeborene (28-29 Wochen) verfügt über lebenssechte Details, darunter Livor mortis (postmortale Hypostase), zyanotische Verfärbung und blaue Lippen, um ein authentisches Trainingsszenario zu schaffen. Er unterstützt wesentliche klinische Fertigkeiten wie Intubation, Herz-Lungen-Wiederbelebung (HLW), Beatmungstechniken, medikamentöse Verabreichung über den Nabel und postmortale Versorgung.



- Realistisches Erscheinungsbild – Blutansammlung, blaue Lippen und Hautverfärbungen
- Realistisches Gewicht für ein authentisches Gefühl
- Feststellung des Todes (ROLE) – Realistische Darstellung zur Erleichterung des Sensibilitätstrainings
- Reanimationstraining – Unterstützt CPR, Intubation, Beatmung und hochfrequente oszillatorische Beatmung (HFOV)

Lifecast Baby V 1026055

LIFECAST BABY PRODUKTLINIE

Lifecast hat in Zusammenarbeit mit führenden Neonatologen eine realistische und umfassende Palette an Übungsmodellen für Früh- und Reifgeborene entwickelt. Diese Modelle ermöglichen essenzielles Training in der neonatologischen Versorgung, Wiederbelebung, im Atemwegsmanagement, in der Trauerbegleitung sowie im sicheren Umgang mit fragilen Babys.

Die Lifecast Baby Produktlinie umfasst:

- Fehlgeburtbabys – 8- und 18-Schwangerschaftswochen-Modelle für das Training bei frühem Schwangerschaftsverlust.
- Mikro-Frühgeborenes Baby – 22.-23. Schwangerschaftswoche in der extremen Frühgeborenenversorgung
- Frühgeborenes Baby – Neonatologische Intensivversorgung: 28.-29. Schwangerschaftswoche
- Reifgeborenes Baby – Ab der 36. Schwangerschaftswoche: Neugeborenenversorgung, Reanimation und klin. Beurteilung.

FALLS SIE FRAGEN HABEN ODER UNTERSTÜTZUNG BENÖTIGEN, SCANNEN SIE BITTE HIER.



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · 3bscientific.com