


NUOVO



SIMULATORE PER LA GESTIONE DELLE VIE AEREE P73

NUOVO SIMULATORE PER LA GESTIONE DELLE VIE AEREE 3B SCIENTIFIC – ISPIRATO AD ATLAS

Presentazione di un modello anatomicamente accurato e realistico, progettato per una formazione completa nelle tecniche di gestione delle vie aeree. Il modello riproduce fedelmente il peso e la consistenza di una testa umana, offrendo un'esperienza formativa realistica. Consente ai professionisti sanitari e agli studenti di esercitare competenze essenziali, come l'intubazione endotracheale e l'impiego di dispositivi per le vie aeree supraglottici, garantendo la competenza in situazioni reali.

ACQUISISCI COMPETENZA NELLE TECNICHE DI GESTIONE DELLE VIE AEREE

Ideale per educatori sanitari, studenti di medicina e centri di simulazione, questo trainer offre una soluzione essenziale per padroneggiare la gestione delle vie aeree in un ambiente di apprendimento controllato, sicuro ed efficace.



Nasotracheale



Inserimento LT



Ventilazione BVM



Inserimento dell'i-gel

VIE AEREE REALISTICHE

- ✓ Lingua
- ✓ Nasofaringe
- ✓ Orofaringe
- ✓ Epiglottide
- ✓ Vallecula
- ✓ Corde vocali
- ✓ Cartilagine tiroidea
- ✓ Esofago
- ✓ Trachea
- ✓ Polmone
- ✓ Stomaco



ALTRE FUNZIONALITÀ

- Intubazione orale e nasale con dispositivi standard di base e avanzati per la gestione delle vie aeree:
 - ✓ OPA, ✓ NPA, ✓ i-gel, ✓ LMA, ✓ LT, ✓ ETT
 - Intubazione del ramo principale destro
 - Intubazione esofagea
 - Insufflazione gastrica
 - Indicazione di danno dentale
- Il design del dente superiore evidenzia potenziali rischi di danno dentale durante l'utilizzo del laringoscopio, favorendo il perfezionamento della tecnica e incrementando la sicurezza del paziente.
- Tre diverse pupille ampie (Normale/Costrittiva/Dilata)



CONFIGURAZIONI

- Colore della pelle:
 - Pelle chiara 1026007
 - Pelle scura 1026076
- Bronchi segmentali di quarto ordine (opzionali) 1026077
- Contenuto della Confezione: Simulatore per la Gestione delle Vie Aeree, Lubrificante, Borsa per il Trasporto



SE HAI DOMANDE O NECESSITI DI ASSISTENZA, SCANSIONA QUI



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · 3bscientific.com