



MODELO QUIRÚRGICO DENTAL CANINO

MODELO BASE Y MODELO DE PAQUETE DISPONIBLE

El VSI Canine Dental Surgical Model proporciona una experiencia de capacitación altamente realista y completa para estudiantes de veterinaria y profesionales. Este modelo avanzado permite la práctica directa de procedimientos esenciales, tales como la extracción dental, la exploración periodontal y la administración de bloqueos nerviosos, contribuyendo al desarrollo de confianza y competencia en habilidades clínicas. Diseñado para el aprendizaje práctico, combina una precisión anatómica detallada con componentes intercambiables, lo que garantiza durabilidad y versatilidad durante el entrenamiento. Tanto en entornos académicos como en programas de desarrollo profesional, el VSI Canine Dental Surgical Model se erige como una herramienta invaluable para una capacitación dental veterinaria integral y perdurable.

Modelo Base de Cirugía Dental Canina:

Qué se incluye:

- Modelo dental canino (disponible en negro o marrón)
- **Dos** conjuntos de mandíbulas para extracción (2x Mandíbula, 2x Maxilar)
- Lengua extraíble
- Conjunto de abrazaderas ajustables

Modelo Base Quirúrgico Dental Canino, Negro


| 1026124

Modelo Base Quirúrgico Dental Canino, Marrón

| 1025636



1026124



1025636



HABILIDADES DESDE EL PRIMER DÍA Y BENEFICIOS DEL PRODUCTO:

• Diseño Anatómicamente Preciso

Presenta dientes y estructuras óseas simuladas, enmarcadas por encías de goma blanda

• Capacitación Integral en Procedimientos

Facilita la simulación práctica de habilidades esenciales, tales como la extracción dental, el sondeo periodontal, la administración de bloqueos nerviosos y el entrenamiento en intubación mediante puntos de referencia anatómicos precisos, como la lengua, la epiglotis, el esófago y la tráquea.

• Componentes Duraderos y Reemplazables

La maxila y la mandíbula, de fácil reemplazo, permiten un uso reiterado y una versatilidad de entrenamiento ampliada.

• Configuración Estable para Práctica Manual

Incluye una abrazadera de mesa y un brazo para el seguro posicionamiento del modelo durante los procedimientos.

Paquete Quirúrgico Dental Canino:

Qué incluye:

- Modelo dental canino (disponible en negro o marrón)
- **Tres** juegos de mandíbulas para extracciones (3x Mandíbula, 3x Maxilar)
- Lengua extraíble
- Conjunto ajustable de abrazadera
- Conjunto de mandíbula transparente canino para una mejor visibilidad de las estructuras anatómicas
- Estuche de transporte con insertos de espuma personalizados

Paquete Quirúrgico Dental Canino, Negro

| 1026125

Paquete Quirúrgico Dental Canino, Marrón

| 1025648



1026125



1025648

Partes reemplazables:

Brazo de sujeción canino	1025637
Lengua dental canina	1025647
Mandíbula quirúrgica canina	1025645
Maxilar quirúrgico canino	1025646
Componente laríngeofaríngeo dental canino	1025641
Cabeza canina, negra	1025639
Cabeza canina, marrón	1025640

SI TIENE ALGUNA CONSULTA O REQUIERE ASISTENCIA,
POR FAVOR ESCANEE AQUÍ



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · 3bscientific.com