



KUTYÁK FOGÁSZATI SEBÉSZETI MODELL

AZ ALAP MODELL ÉS A CSOMAG MODELL IS KAPHATÓ

A VSI Kutya fogászati sebészeti modell rendkívül élethű és átfogó képzési élményt nyújt állatorvosi hallgatók és szakemberek számára. Ez az innovatív modell lehetővé teszi az olyan alapvető beavatkozások gyakorlati elsajátítását, mint a foghúzás, a periodontális próbálás és az idegblokkolás alkalmazása, elősegítve ezzel a klinikai készségekben rejlő magabiztosság és kompetencia kialakulását. A gyakorlatorientált kialakítása révén a modell részletes anatómiai pontosságot ötvöz cserélhető alkatrészeivel, így biztosítva a képzés során a tartósságot és a sokoldalúságot. Legyen szó egyetemi oktatásról vagy szakmai továbbképző programokról, a VSI Kutya fogászati sebészeti modell pótolhatatlan eszközt kínál a teljes körű és hosszan tartó állatorvosi fogászati képzésben.

Kutyafogászati sebészeti alapmodell:

Mit tartalmaz:


- Kutyafogászati modell (fekete vagy barna színben elérhető)
- **Két** foghúzáshoz használható állkapocs készlet (2x alsó, 2x felső)
- Eltávolítható nyelv
- Állítható befogó összeállítás

Kutyafogászati sebészeti bázismodell, fekete | 1026124

Kutyafogászati sebészeti bázismodell, barna | 1025636



1026124



1025636



ELSŐ NAPI KÉPESSÉGEK ÉS TERMÉKELŐNYÖK:

• Anatómiailag precíz kialakítás

Szimulált fogak és csont elemek, melyeket puha, gumyszerű íny vesz körül

• Átfogó gyakorlatorientált képzés

Lehetővé teszi az alapvető technikák – többek között a foghúzás, fogágy-szondázás, idegblokk beadása és a légcsőbe történő helyes intubáció – szimulációját, részletes anatómiai referenciapontok (pl. nyelv, epiglottisz, nyelőcső, légcső) alkalmazásával

• Tartós és cserélhető komponensek

Könnyen cserélhető felső és alsó állcsont biztosítja az ismételt használatot, elősegítve a hosszútávú tréning rugalmasságát

• Stabil elrendezés a gyakorlati tréninghez

Tartalmaz egy asztali bilincset és kart, melyek biztosítják a modell szilárd rögzítését az eljárások során

Kutyák fogászati sebészeti csomagja:

Mit tartalmaz:

- Kutyafogászati modell (elérhető fekete vagy barna változatban)
- **Három** foghúzáshoz használt állkapocs készlet (3x alsó állkapocs, 3x felső állkapocs)
- Eltávolítható nyelv
- Állítható befogó összeállítás
- Átlátszó, kutyák számára tervezett állkapocs szett a részletes anatómiai struktúrák jobb megfigyelhetősége érdekében
- Hordtáska egyedi hab betétekkel

Kutyafogászati sebészeti csomag, fekete | 1026125

Kutyafogászati sebészeti csomag, barna | 1025648



1026125



1025648

Cserélhető alkatrészek:

Kutya szorítókar	1025637
Kutya fogászati nyelv	1025647
Kutya sebészeti mandibula	1025645
Kutya sebészeti maxilla	1025646
Kutya fogászati laringofaringeális komponens	1025641
Kutya fej, fekete	1025639
Kutya fej, barna	1025640

AMENNYIBEN KÉRDÉSE MERÜLNE FEL VAGY SEGÍTSÉGRE SZORULNA,
KÉRJÜK, SZKENNELJE BE ITT



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · 3bscientific.com