



SimOccluder

ADICIONE COMPLEXIDADE ÀS VIAS AÉREAS. TREINE COM CONFIANÇA.

SimOccluder é uma ferramenta de simulação avançada que introduz cenários realistas de obstrução das vias aéreas em suas sessões de treinamento. Com resistência ajustável, permite que instrutores repliquem condições como asma, obstruções parciais e bloqueios das vias aéreas superiores – apoiando os aprendizes no desenvolvimento de competências críticas para o manejo de vias aéreas comprometidas sob pressão.

Totalmente compatível com REALTi 360, o SimOccluder integra-se perfeitamente ao SimConnect – o hub de conectividade central do sistema REALTi 360 – permitindo controle em tempo real, comunicação sincronizada com acessórios e feedback responsivo.

Seja no treinamento em ventilação pré-hospitalar, no manejo de vias aéreas pediátricas ou em emergências respiratórias intra-hospitalares, o SimOccluder adiciona o realismo clínico essencial para fortalecer a tomada de decisão e melhorar os resultados de aprendizagem.

TREINE COM SEU BVM PADRÃO – AJUSTE A RESISTÊNCIA DAS VIAS AÉREAS EM TEMPO REAL

O SimOccluder conecta-se a BVMs clínicos padrão, adicionando resistência variável às vias aéreas para simular condições como asma, obstrução parcial ou obstrução total das vias aéreas. Os instrutores podem ajustar facilmente os níveis de resistência em tempo real usando o sistema REALiTi 360, personalizando os cenários para desafiar aprendizes de qualquer nível de habilidade. O feedback tátil em tempo real reforça o manejo prático das vias aéreas sob pressão.



NÃO PARA USO HUMANO – SOMENTE PARA FINS DE TREINAMENTO



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

• Simulação Dinâmica de Vias Aéreas

Ajuste os níveis de resistência para reproduzir condições das vias aéreas na vida real – como obstruções parciais, asma ou bloqueio completo das vias aéreas – dando aos educadores controle total sobre a complexidade do treinamento.

• Integrado com REALiTi 360 para Controle Completo de Cenários

Quando emparelhado com o SimConnect, os instrutores podem monitorar e ajustar a resistência das vias aéreas diretamente no sistema REALiTi 360, permitindo cenários de treinamento realistas e de alta fidelidade.

• Feedback Tátil e Prático

Os esforços de ventilação são fisicamente afetados pela resistência das vias aéreas selecionada, proporcionando aos aprendizes um feedback tátil imediato e realista. Isso ajuda a reforçar as técnicas de manejo das vias aéreas e melhora a retenção de habilidades.




Item N.º: 1026329

TAMBÉM DISPONÍVEL COM UM APLICATIVO INDEPENDENTE

Não está usando o REALiTi 360? Você ainda pode treinar com o SimOccluder.

O SimOccluder está disponível como uma ferramenta de simulação independente e gratuita, controlada por um aplicativo móvel, o que o torna uma solução versátil para qualquer configuração de treinamento. Seja trabalhando com manequins ou em cenários com pacientes reais, você pode usar o SimOccluder e controlá-lo diretamente do seu smartphone via Bluetooth (BLE) – sem necessidade do sistema REALiTi 360.

Use o SimOccluder em qualquer lugar, com qualquer manequim e em qualquer cenário de treino de vias aéreas – **diretamente do seu dispositivo iOS ou Android.**



**SE VOCÊ TIVER ALGUMA DÚVIDA OU PRECISAR DE SUPORTE,
POR FAVOR ESCANEIE AQUI**



3B Scientific Group

Brasil 3B Scientific Imp. E Exp. Ltda. · Rua Landmann, 92 B · Costa e Silva ·
CEP 89217-420 Joinville - SC · Brasil · 3bscientific.com