



Modelo Advance de Teriogenología Bovina

Formación Avanzada en Inseminación Artificial y Procedimientos Reproductivos

El Modelo Avanzado de Teriogenología Bovina Hereford es un sistema de formación de primera calidad y aspecto realista, diseñado para proporcionar a los estudiantes una experiencia práctica y realista en salud reproductiva bovina, palpación e inseminación artificial. Construido para ofrecer durabilidad y precisión anatómica, este modelo prepara a los estudiantes para escenarios clínicos y de campo reales en carreras de medicina veterinaria y ciencias animales.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

- Sección posterior construida con epoxi/fibra de vidrio resistente
- Panel de palpación de pelvis realista y periné blando
- Recto inflable de vinilo para una resistencia a la palpación realista
- Cola flexible para el posicionamiento durante los procedimientos
- Cola con venopunción y epidural integradas
- Ubre funcional ordeñable con tanque de leche integrado para procedimientos de California Milk Test
- Juego de úteros para teriogenología con 5 modelos intercambiables, que presenta una anatomía detallada del cérvix, los ovarios y el ligamento ancho con estructuras ováricas realistas como folículos y cuerpo lúteo:
 - Vaca abierta – Ideal para la capacitación en inseminación artificial
 - Novilla abierta – Ideal para la capacitación en inseminación artificial
 - 45 días de gestación – Cuerno uterino aumentado con vesícula amniótica
 - 60 días de gestación – Deslizamiento uterino y feto detectable
 - 90 días de gestación – Deslizamiento uterino, feto y placentomas

Modelo Avanzado de Teriogenología Bovina Hereford, Negro | 1026384

Modelo Avanzado de Teriogenología Bovina Hereford, Marrón | 1026388

Modelo Avanzado de Teriogenología Bovina Hereford, Marrón Blanco | 1026389



DESTREZAS DESDE EL PRIMER DÍA Y BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Palpación rectal e identificación de la anatomía reproductiva
- Técnica de inseminación artificial en vacas y novillas
- Diagnóstico de gestación en múltiples etapas gestacionales
- Evaluación ovárica, incluidas las estructuras foliculares y lúteas
- Procedimientos de pruebas lácteas utilizando ubres ordeñables
- Venopunción en grandes animales y administración epidural para práctica
- Orientación anatómica del cérvix, útero, ovarios y ligamento ancho
- Construcción duradera diseñada para un uso formativo repetido

PIEZAS REEMPLAZABLES:

Juego de ovarios bovinos	1025523
Juego de úteros para teriogenología bovina (juego de 5)	1025499
Ensamblaje del panel de palpación Hereford negro	1025492
Ensamblaje del panel de palpación Hereford marrón	1025493
Pezones Hereford negros	1026404
Pezones Hereford	1025495
Depósito de leche Hereford	1026474
Tubos epidurales bovinos (juego de 10)	1026409
Venas de la cola para venopunción bovina (juego de 10)	102640
Fluido para venopunción en el cuello	1025547



02/2026

SI TIENE ALGUNA PREGUNTA O NECESITA ASISTENCIA, ESCANEE AQUÍ



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · 3bscientific.com