



FORTGESCHRITTENES THERIOGENOLOGIE-MODELL RIND

Fortgeschrittenes Training für Künstliche Besamung & Reproduktionsverfahren

Das Hereford fortgeschrittene bovine Theriogenologie-Modell ist ein hochwertiges, lebensechtes Trainingssystem, das Studierenden realistische praktische Erfahrungen in der Reproduktionsgesundheit beim Rind, bei der Palpation und bei der künstlichen Besamung vermittelt. Ausgelegt auf Langlebigkeit und anatomische Genauigkeit bereitet dieses Modell Lernende auf echte klinische und praktische Szenarien in veterinärmedizinischen und tierwissenschaftlichen Berufsfeldern vor.

PRODUKTMERKMALE:

- Hinterer Abschnitt aus strapazierfähigem Epoxidharz/Glasfaser
- Lebensnahes Becken und weiche Palpationsfläche im Perinealbereich
- Aufblasbares Rektum aus Vinyl für realistischen Palpationswiderstand
- Flexibler Schweif zur Positionierung bei Prozeduren
- Integrierter Schweif für Venenpunktion und Epiduralzugang
- Funktionales melkbares Euter mit integriertem Milchtank zur Unterstützung von Verfahren des California-Mastitis-Tests (CMT)
- Theriogenologie Uterus Set mit 5 austauschbaren Modellen, mit detaillierter Anatomie von Zervix, Ovarien und breitem Mutterband mit realistischen Ovarialstrukturen wie Follikeln und Corpus luteum:
 - Nicht tragende Kuh – Ideal für das Training der künstlichen Besamung
 - Färse – Ideal für das Training der künstlichen Besamung
 - 45 Tage trächtig – Vergrößertes Uterushorn mit Amnionblase
 - 60 Tage trächtig – Uterusgleiten und tastbarer Fetus
 - 90 Tage trächtig – Uterusgleiten, Fetus und Plazentome

Hereford Fortgeschrittenes Theriogenologie-Modell Rind, Schwarz | 1026384


Hereford Fortgeschrittenes Theriogenologie-Modell Rind, Braun | 1026388

Hereford Fortgeschrittenes Theriogenologie-Modell Rind, Braun Weiß | 1026389



SOFORT ERLERNBARE FÄHIGKEITEN UND PRODUKTVORTEILE

- Rektale Palpation und Identifikation der reproduktiven Anatomie
- Technik der künstlichen Besamung bei Kühen und Färsen
- Trächtigkeitsdiagnostik in verschiedenen Gestationsstadien
- Ovarielle Beurteilung einschließlich follikulärer und lutealer Strukturen
- Durchführung von Milchuntersuchungen mithilfe melkbarer Euter
- Venenpunktion beim Großtier sowie epidurale Medikamentenapplikation (Übung)
- Anatomische Orientierung von Zervix, Uterus, Ovarien und Ligamentum latum uteri
- Robuste Konstruktion für den wiederholten Einsatz in der Ausbildung



ERSATZTEILE:

Rinder-Ovar-Set	1025523
Uterus-Set für die Rindertheriogenologie (Set mit 5)	1025499
Hereford-Palpationspanel-Baugruppe schwarz	1025492
Hereford-Palpationspanel-Baugruppe braun	1025493
Hereford-Zitzen schwarz	1026404
Hereford-Zitzen	1025495

Hereford-Milchtank	1026474
Rinder-Epiduralschläuche (Set mit 10)	1026409
Rinder-Schwanzvenen zur Venenpunktion (Set mit 10)	1026408
Hals-Venenpunktionsflüssigkeit	1025547

WENN SIE FRAGEN HABEN ODER UNTERSTÜTZUNG BENÖTIGEN, SCANNEN SIE BITTE HIER



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · 3bscientific.com