



Modèle avancé de thériogénologie bovine

Formation Avancée pour l'Insémination Artificielle & les Procédures de Reproduction

Le modèle avancé de thériogénologie bovine Hereford est un système de formation haut de gamme, réaliste, conçu pour offrir aux étudiants une expérience pratique et réaliste de la santé reproductive bovine, de la palpation et de l'insémination artificielle. Conçu pour être durable et anatomiquement précis, ce modèle prépare les apprenants à de véritables situations cliniques et de terrain dans les carrières en médecine vétérinaire et en sciences animales.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT:

- Partie arrière réalisée en époxy et fibre de verre durables
- Bassin réaliste et panneau de palpation du périnée souple
- Rectum gonflable en vinyle offrant une résistance réaliste à la palpation
- Queue flexible pour le positionnement lors des procédures
- Queue intégrant des dispositifs pour la ponction veineuse et l'anesthésie péridurale
- Pis fonctionnel permettant la traite, avec réservoir de lait intégré pour la réalisation des procédures California Milk Test
- Ensemble Utérus de Thériogénologie comprenant 5 modèles interchangeables, présentant une anatomie détaillée du col de l'utérus, des ovaires et du ligament large avec des structures ovariennes réalistes telles que les follicules et le corps jaune:
 - Vache non gestante – Idéale pour la formation à l'insémination artificielle
 - Génisse non gestante – Idéale pour la formation à l'insémination artificielle
 - 45 jours de gestation – Corne utérine augmentée de volume avec vésicule amniotique
 - 60 jours de gestation – Glissement utérin et fœtus détectable
 - 90 jours de gestation – Glissement utérin, fœtus et placentomes

Modèle avancé de thériogénologie bovine Hereford,

Noir | 1026384

Modèle avancé de thériogénologie bovine Hereford,

Marron | 1026388

Modèle avancé de thériogénologie bovine Hereford,

Marron et blanc | 1026389



COMPÉTENCES DÈS LE PREMIER JOUR ET AVANTAGES DU PRODUIT

- Palpation rectale et identification de l'anatomie de l'appareil reproducteur
- Technique d'insémination artificielle chez les vaches et les génisses
- Diagnostic de gestation à différents stades de gestation
- Évaluation des ovaires, y compris des structures folliculaires et lutéales
- Procédures de contrôle laitier utilisant des mamelles pouvant être traitées
- Ponction veineuse chez les grands animaux et administration épidurale en pratique
- Orientation anatomique du col utérin, de l'utérus, des ovaires et du ligament large
- Structure durable conçue pour une utilisation pédagogique répétée

PIÈCES DE RECHANGE:

Ensemble d'ovaires bovins	1025523
Ensemble d'utérus pour la thériogénologie bovine (Lot de 5)	1025499
Ensemble panneau de palpation Hereford noir	1025492
Ensemble panneau de palpation Hereford marron	1025493
Trayons Hereford noirs	1026404



Trayons Hereford	1025495
Cuve à lait Hereford	1026474
Tubulure épidurale bovine (Lot de 10)	1026409
Veines de la queue pour ponction veineuse bovine (Lot de 10)	1026408
Liquide pour ponction veineuse au niveau du cou	1025547

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS OU BESOIN D'ASSISTANCE,
VEUILLEZ SCANNER ICI



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · 3bscientific.com