



Fejlett szarvasmarha theriogenológiai modell

Fejlett Képzés Mesterséges Megtermékenyítéshez & Reprodukciós Eljárásokhoz

A Hereford Advanced Bovine Theriogenology Model egy prémium minőségű, élethű oktatási rendszer, amelyet arra terveztek, hogy a hallgatóknak valósághű, gyakorlati tapasztalatot nyújtson a szarvasmarhák szaporodás-egészségügyében, a tapintásos vizsgálatban és a mesterséges megtermékenyítésben. A tartósságot és anatómiai pontosságot szem előtt tartva kialakított modell a hallgatókat valós klinikai és terepi helyzetekre készíti fel az állatorvosi és állattudományi pályákon.

TERMÉKJELLEMZŐK:

- Hátsó rész tartós epoxi/üvegszálból készült
- Élethű medence és puha gát tapintópanel
- Felfújható vinil végbél a valósághű tapintási ellenállás érdekében
- Rugalmas farok a beavatkozásokhoz szükséges pozicionáláshoz
- Integrált vénapunkciós és epidurális gyakorlásra szolgáló farok
- Funkcionális, fejhető tőgyek beépített tejtartállyal California Milk Test vizsgálati eljárások támogatásához
- Theriogenológiai méhmodell-készlet 5 cserélhető modellel, részletesen kidolgozott méhnyak-, petefészek- és széles méhszalag-anatómiával valamint valósághű petefészek-struktúrákkal, például tüszőkkel és corpus luteummal:
 - Nyitott tehén – ideális mesterséges megtermékenyítési gyakorlatokhoz
 - Nyitott üsző – ideális mesterséges megtermékenyítési gyakorlatokhoz
 - 45 napos vemhes – megnagyobbodott méhszarv amnionhólyaggal
 - 60 napos vemhes – méhcsúszás és tapintható magzat
 - 90 napos vemhes – méhcsúszás, magzat és placentomák

Hereford fejlett szarvasmarha theriogenológiai modell,
Fekete | 1026384

Hereford fejlett szarvasmarha theriogenológiai modell,
Barna | 1026388

Hereford fejlett szarvasmarha theriogenológiai modell,
Barna-fehér | 1026389




ELSŐ NAPI KÉSZSÉGEK & TERMÉKELŐNYÖK

- Rektális tapintás és a szaporítószervi anatómia azonosítása
- Mesterséges megtermékenyítési technika tehenek és üszők számára
- Vemhesség diagnosztizálása a vemhesség több különböző szakaszában
- Petefészek-értékelés, beleértve a tüszős és luteális struktúrákat
- Tejvizsgálati eljárások fejhető tőgyek alkalmazásával
- Nagytestű állatok vénapunkciójának és epidurális beadásának gyakorlása
- A méhnyak, a méh, a petefészek és a széles méhszalag anatómiai tájékozódása
- Tartós kialakítás, amely többszöri oktatási használatra készült

CSERÉLHETŐ ALKATRÉSZEK:

Szarvasmarha petefészek-készlet	1025523
Szarvasmarha theriogenológiai méh-készlet (5 darabos készlet)	1025499
Hereford tapintási panel szerelvény, fekete	1025492
Hereford tapintási panel szerelvény, barna	1025493
Hereford tőgybimbók, fekete	1026404



Hereford tőgybimbók	1025495
Hereford tejtartály	1026474
Szarvasmarha epidurális csövek (10 darabos készlet)	1026409
Szarvasmarha farokvénák vénapunkcióhoz (10 darabos készlet)	1026408
Nyaki vénapunkciós folyadék	1025547

HA BÁRMILYEN KÉRDÉSE VAN, VAGY SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE,
KÉRJÜK, SZKENNELJE BE AZ ITT LÁTHATÓ KÓDOT.



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · 3bscientific.com