



Modelo Avançado de Teriogenologia Bovina

Treinamento Avançado em Inseminação Artificial e Procedimentos Reprodutivos

O Modelo Hereford Avançado de Teriogenologia Bovina é desenvolvido para ensino avançado e treinamento prático em saúde reprodutiva de bovinos, palpação e inseminação artificial. É um sistema de treinamento de alto padrão, com sensação tátil realista que oferece aos estudantes experiência prática nessas habilidades.. Construído para alta durabilidade e precisão anatômica, o modelo prepara os estudantes para cenários clínicos e de campo do mundo real nas carreiras de Medicina Veterinária e Ciências Animais.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

- Seção traseira construída em epóxi/fibra de vidro durável
- Pelve realística e painel de palpação de períneo macio
- Reto inflável em vinil para resistência realista à palpação
- Cauda flexível para posicionamento durante procedimentos
- Cauda com sistemas integrados para venopunção e anestesia epidural
- Úberes funcionais ordenháveis com reservatório de leite integrado compatíveis com procedimentos California Milk Test (CMT)
- Conjunto de Úteros para Teriogenologia com 5 modelos intercambiáveis, com anatomia detalhada de colo uterino, ovários e ligamento largo com estruturas ovarianas realistas, como folículos e corpo lúteo:
 - Vaca não gestante – Ideal para treinamento prático de inseminação artificial
 - Novilha aberta – Ideal para treinamento prático de inseminação artificial
 - 45 dias de gestação – Corno uterino aumentado com vesícula amniótica
 - 60 dias de gestação – Deslizamento uterino com feto detectável
 - 90 dias de gestação – Deslizamento uterino, feto e placentônios

Modelo Avançado de Teriogenologia Bovina Hereford, Preto | 1026384

Modelo Avançado de Teriogenologia Bovina Hereford, Marrom | 1026388

Modelo Avançado de Teriogenologia Bovina Hereford, Marrom e Branco | 1026389



HABILIDADES INICIAIS E BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Palpação retal e identificação da anatomia reprodutiva
- Técnica de inseminação artificial em vacas e novilhas
- Diagnóstico de gestação em diferentes estágios da gestação
- Avaliação ovariana, incluindo estruturas foliculares e corpos lúteos
- Procedimentos de testes de leite utilizando úberes ordenháveis
- Prática de venopunção e administração epidural em grandes animais
- Orientação anatômica do colo uterino, útero, ovários e ligamento largo
- Construção durável, projetada para uso instrucional repetido

PEÇAS DE REPOSIÇÃO:

Conjunto de Ovários Bovinos	1025523
Conjunto de Úteros para Teriogenologia Bovina (Conjunto de 5)	1025499
Conjunto de Painel de Palpação Hereford Preto	1025492
Conjunto de Painel de Palpação Hereford Marrom	1025493
Tetos Hereford Pretos	1026404

Tetos Hereford	1025495
Tanque de Leite Hereford	1026474
Tubos Epidurais Bovinos (Conjunto de 10)	1026409
Veias de Cauda para Venopunção Bovina (Conjunto de 10)	1026408
Fluido para Venopunção em Pescoço	1025547

SE TIVER ALGUMA DÚVIDA OU PRECISAR DE SUPORTE, ESCANEIE AQUI



3B Scientific Group

Brasil 3B Scientific Imp. E Exp. Ltda. · Rua Landmann, 92 B · Costa e Silva ·
CEP 89217-420 Joinville - SC · Brasil · 3bscientific.com

