



VENIPUNCIÓN EN EL CUELLO EQUINO & MODELO DE INYECCIÓN INTRAMUSCULAR

El VSI Equine Neck Venipuncture & Intramuscular Injection Model es una herramienta esencial en la capacitación clínica veterinaria, ya que ofrece una plataforma de tamaño real y con un elevado realismo para el desarrollo práctico de habilidades. Diseñado con una meticulosa precisión anatómica, este simulador avanzado permite a los estudiantes practicar procedimientos clave —como extracciones de sangre, colocación de catéter e inyecciones intramusculares— con precisión y seguridad.

Características del producto:

- Venopunción yugular con venas palpables
- Tubo venoso de látex resistente, que soporta múltiples punciones y es reemplazable
- Sistema mecánico que permite presurizar las venas
- Cubierta de piel duradera, de fácil remoción, lavable y reemplazable con melena
- Sitio intramuscular diseñado para recibir inyecciones de fluidos y soportar múltiples punciones
- Cabeza de silicona suave, con orejas flexibles y una anatomía cuidadosamente representada que ilustra los sitios de inyección facial y admite brida
- Rolling Stand, ajustable en altura, inclinación rostral y rotación de 90 grados

Venipunción en el cuello equino e inyección intermuscular con Stand | 1025599

+

COMPETENCIAS DESDE EL PRIMER DÍA Y BENEFICIOS DEL PRODUCTO:

• Entrenamiento en venopunción

Perfeccione el aislamiento y la palpación de la vena yugular para obtener extracciones precisas de sangre y una correcta colocación de catéter

• Inyecciones intramusculares

Optimice las técnicas de inyección utilizando puntos de referencia anatómicos exactos

Se recomienda emplear un calibre de aguja menor (20–22 gauge) para un rendimiento óptimo y una mayor durabilidad del modelo.

Partes Reemplazables:

- Almohadillas intramusculares equinas (Conjunto de 2) | 1025600
- Venas yugulares equinas (Conjunto de 10) | 1025577
- Cubierta cutánea para venopunción cervical en equinos con melena, negra | 1025570



SI TIENE ALGUNA CONSULTA O REQUIERE ASISTENCIA, POR FAVOR, ESCANEE AQUÍ



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · 3bscientific.com